

Адаптер Liston TASM-13-14

Медицинские центрифуги



Ваша цена

Розница

3 060 руб.

Оптовая цена

3 060 руб.

LISTON

Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Адаптер Liston TASM-13-14

Стандартный адаптер для ротора S-4-250. Предназначен для использования с вакуумными пробирками объемом 5–6 мл.

Параметр	Значение
Объем пробирок, мл	5–6
Максимальный диаметр и высота пробирки, мм	Ø13 × 100
Вместимость адаптера, шт.	14

Преимущества

- подходит для работы с вакуумными пробирками объемом 5–6 мл;
- оптимален для пробирок диаметром до Ø13 мм и высотой до 100 мм;
- обеспечивает надёжную фиксацию материала при центрифугировании;
- вместимость адаптера — до 14 пробирок;
- совместим с ротором S-4-250 центрифуг LISTON;
- изготовлен из прочного и химически стойкого материала.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Листон

Страна бренда

Россия

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.