


Аккумулятор Li-ion L 3.5V для рукояток Heine BETA

Офтальмоскопы и фундус-камеры



Под заказ

Описание

Аккумулятор Li-ion HEINE BETA L 3.5V

Аккумулятор Li-ion HEINE BETA L 3.5V – перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор, предназначенный для использования с диагностическими рукоятками HEINE серии BETA. Обеспечивает стабильное питание медицинских диагностических инструментов и совместим с зарядными системами HEINE.

Аккумулятор разработан для применения с рукоятками HEINE BETA L, BETA 4 USB, BETA 4 NT, а также со стандартными рукоятками ларингоскопов и угловыми рукоятками F.O. Использование литий-ионной технологии обеспечивает продолжительный срок службы, отсутствие эффекта памяти и высокую энергоэффективность.

Аккумулятор является штатным источником питания для [перезаряжаемой рукоятки BETA 4 USB для приборов HEINE](#), обеспечивая её стабильную и безопасную работу в повседневной клинической практике. Использование оригинального аккумулятора позволяет сохранить заявленные производителем характеристики автономности и надёжности оборудования.

Аккумулятор подходит для эксплуатации в медицинских учреждениях, диагностических кабинетах и ЛОР-практике, обеспечивая надёжную автономную работу совместимого оборудования HEINE.

Совместимость

- Рукоятки HEINE BETA L.
- Рукоятки HEINE BETA 4 USB.
- Рукоятки HEINE BETA 4 NT.
- Стандартные рукоятки ларингоскопов.
- Угловые рукоятки F.O.

Особенности

- Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор.
- Стабильное питание диагностического оборудования.
- Совместимость с рукоятками HEINE серии BETA.
- Подходит для рукояток ларингоскопов F.O.
- Отсутствие эффекта памяти.
- Продолжительный срок службы.
- Высокая энергоэффективность.
- Надёжная работа при интенсивной эксплуатации.

Комплект поставки

- Аккумулятор Li-ion HEINE BETA L 3.5V – 1 шт.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип аккумулятора	Li-ion
Напряжение	3.5 V

Тип исполнения	Перезаряжаемый
Совместимые рукоятки	HEINE BETA L, BETA 4 USB, BETA 4 NT
Совместимость	Стандартные рукоятки ларингоскопов и угловые рукоятки F.O.

Преимущества

- Литий-ионная технология обеспечивает стабильную работу диагностического оборудования.
- Отсутствие эффекта памяти позволяет заряжать аккумулятор в любое время без снижения ёмкости.
- Продолжительный срок службы при регулярной эксплуатации.
- Совместимость с рукоятками HEINE BETA L, BETA 4 USB и BETA 4 NT.
- Подходит для стандартных рукояток ларингоскопов и угловых рукояток F.O.
- Обеспечивает надёжное питание медицинских диагностических инструментов.
- Перезаряжаемая конструкция снижает затраты на одноразовые элементы питания.
- Компактное исполнение для удобной интеграции в рукоятки HEINE.
- Высокая энергоэффективность и стабильное выходное напряжение 3.5 V.
- Поддерживает интенсивную ежедневную эксплуатацию в медицинских учреждениях.
- Надёжная работа в составе диагностических систем HEINE.
- Совместимость с зарядными системами HEINE для быстрого восстановления заряда.
- Не требует частой замены благодаря высокой циклической устойчивости.
- Подходит для использования в ЛОР-практике и общей диагностике.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	HEINE Optotechnik
Страна бренда	Германия
Вес, кг	0.063
Электропитание, В	3,5
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.