

Бактерицидная лампа LEDVANCE TIBERA UVC 30W G13

Бактерицидные лампы для облучателей



- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 30
- Тип цоколя: G13
- Материал цоколя: металлический



Под заказ

Описание

Бактерицидная лампа LEDVANCE TIBERA UVC 30W G13

Лампа UVC 30W мощностью 30 Вт предназначена для использования в качестве источника ультрафиолетового излучения длиной волны 253,7 нм в бактерицидных облучателях.

Срок службы лампы до 10800 часов.

Колба лампы выполнена из увиолевого стекла. Лампа не генерирует озон, что позволяет использовать их в присутствии людей.

Преимущества

- Высокая интенсивность ультрафиолетового излучения типа C.
- Большой срок службы.
- Колба из увиолевого стекла.
- Не выделяется озон.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	LEDVANCE
Страна бренда	Германия
Мощность одной УФ-лампы, Вт	30
Бактерицидный поток, Вт	12,6
Срок службы УФ-ламп, часов	10800
Тип цоколя	G13
Материал цоколя	металлический

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.