

Большой соединительный шланг к пневмомассажеру Аквита Лимфа-Э-1 (7 секций)

Прессотерапия



 **АКВИТА**

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Большой соединительный шланг Аквита Лимфа-Э (7 секций)

Большой соединительный шланг (воздуховод) на 7 секций является необходимым оригинальным комплектующим для корректной работы медицинских физиотерапевтических аппаратов серии Аквита Лимфа-Э. Изделие предназначено для герметичного соединения многосекционных компрессионных манжет (таких как «Сапог» или «Рукав» на 7 камер) с базовым блоком управления [пневмомассажера Аквита Лимфа-Э-1](#) (а также полностью совместимо с моделями Лимфа-Э-2 и Лимфа-Э-3).

Основная функция шланга – бесперебойная и точная передача сжатого воздуха от компрессора аппарата к соответствующим изолированным камерам манжеты. Высокое качество материалов и надежная фиксация штуцеров исключают потерю рабочего давления во время сеанса прессотерапии, что критически важно для соблюдения клинических протоколов лечения лимфатических отеков, лимфостаза и венозной недостаточности.

Воздуховод рассчитан на интенсивную ежедневную эксплуатацию в условиях медицинских клиник, отделений физиотерапии, санаториев, а также подходит для безопасного использования аппарата пациентами в домашних условиях. Применение оригинального шланга гарантирует правильное распределение давления по секциям и формирование физиологичной «бегущей волны» компрессии.

Конструктивные особенности

- Наличие семи независимых изолированных каналов для точной синхронизации с семисекционными манжетами.
- Высокая гибкость и эластичность магистралей, предотвращающая перегибы, заломы и блокировку воздушного потока во время процедуры.
- Использование износостойких, устойчивых к перепадам давления полимерных материалов, рассчитанных на длительный срок службы в условиях клиники.
- Надежные коннекторы (штуцеры) обеспечивают полную герметичность соединения с блоком управления и манжетой, исключая утечку воздуха.
- Интуитивно понятная система подключения позволяет медицинскому персоналу или пациенту быстро и безошибочно подготовить прибор к работе.
- Оптимальная длина шланга обеспечивает комфортное размещение пациента на кушетке или в кресле на безопасном удалении от компрессорного блока.

Технические характеристики

ПАРАМЕТР ПОКАЗАТЕЛЬ

Тип изделия Многоканальный воздуховод (шланг соединительный)

Совместимость с аппаратами Аквита Лимфа-Э-1, Лимфа-Э-2, Лимфа-Э-3

Совместимость с манжетами 7-секционные («Сапог», «Рукав» и др.)

Количество пневматических каналов 7

Тип подключения к аппарату Раздельные штуцеры для пневматических каналов

Герметичность соединений Наличие

Материал трубок Медицинский полимер (эластичный)

Преимущества

- Обеспечивает 100% герметичность пневматической системы, гарантируя точность терапевтического воздействия и заявленные параметры давления (до 140 мм рт. ст.).
- Защищает компрессор аппарата от перегрузок благодаря отсутствию утечек в магистрали.
- Легко поддается стандартной санитарной обработке поверхностей без потери эластичности трубок.
- Имеет высокую стойкость к механическому износу, изломам и растрескиванию при активной ежедневной эксплуатации в ПДО или кабинетах физиотерапии.
- Экономит время медицинского персонала за счет системы быстрого и надежного подключения коннекторов к портам аппарата.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Аквита
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация, Эстетическая медицина
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.