

Бытовой настольный аквадистиллятор Stegler BL 9803 с пластиковым приёмником

Дистилляторы



Ваша цена

Розница

10 960 руб.

Оптовая цена

10 720 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: входит в комплект
- Производительность, л/ч: 1
- Объем водосборника, л: 3,7

Описание

Аквадистиллятор STEGLER BL 9803 с пластиковым приёмником

Аквадистиллятор STEGLER BL 9803 — это небольшой настольный дистиллятор в корпусе из пластика и с пластиковой колбой водоприёмника. Он предназначен для использования там, где не нужен большой объём воды — для маленьких лабораторий, аптек, ветеринарных клиник или для домашнего использования.

Компания «НВ-Лаб» поставляет широкий спектр дистилляторов. Но для дома и небольших лабораторий бытовой дистиллятор BL — оптимальное решение по соотношению цена/качество и, самое главное, он не требует специальных навыков работы.

В качестве исходной воды необходимо использовать умягчённую питьевую воду, которая должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и пройти специальную обработку в фильтре с катионообменной смолой для снижения жёсткости воды.

При включении в розетку дистиллятор сразу начинает работу, поэтому перед включением убедитесь, что в нём есть вода. Когда вода закончится, дистиллятор выключится самостоятельно. После остывания можно запустить повторный цикл. Налейте в аквадистиллятор воду, закройте крышку, и нажмите кнопку «ВКЛ».

Внимание: кнопка работает только на включение. Чтобы выключить дистиллятор во время работы, надо выдернуть вилку из розетки (или он выключится сам, когда в нём не останется воды).

Вода в аквадистилляторе BL проходит дополнительную очистку с помощью угольного фильтра. В зависимости от частоты использования необходимо менять его каждые 3-5 месяцев.

Модель была разработана итальянскими инженерами и производится под их контролем на крупном заводе в Шанхае. Дистилляторы BL широко продаются в Италии (под различными торговыми брендами) и по всему миру.

Наша компания — официальный поставщик BL 9803. Мы проводим все гарантийные и сервисные работы. Рекомендуем приобретать данный дистиллятор у нас либо у наших дилеров.

Комплектация STEGLER BL 9803

- Ёмкость для сбора дистиллированной воды.
- Колпачок на горло ёмкости для сбора дистиллированной воды.
- Крышка на горло ёмкости.
- Угольный фильтр-картридж.
- Резиновый уплотнитель, который установлен в крышке корпуса.
- Чистящее средство.
- Провод электропитания.

Преимущества

- Не требует специального подключения (в отличие от большинства дистилляторов, которые необходимо подключать к системе водоснабжения, электричества и заземления), его достаточно включить в обычную розетку.
- Можно разместить на столе и при необходимости убрать в шкаф.
- Прост в эксплуатации, не требует обучения.
- Надёжен в работе, имеет гарантию.
- Отличное соотношение цена-качество.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Stegler
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для дома
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000025380.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000025380.pdf
Тип прибора	дистиллятор
Производительность, л/ч	1
Объём водосборника, л	3,7
Габариты, мм	270 × 280 × 390
Вес, кг	3.6
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	750
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.