

Дополнительная манжета-рука для аппарата прессотерапии Won Industry WIC-2008

Прессотерапия



Ваша цена

Розница

11 406 руб.

Оптовая цена

10 950 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

- Количество секций в манжете: 4
- Давление в манжете, мм рт. ст.: 50...280

Описание

Дополнительная манжета-рука для аппарата прессотерапии Won Industry WIC-2008

Манжета-рука для Won Industry WIC-2008 — совместимый аксессуар, предназначенный для расширения комплектации аппарата прессотерапии. Используется в системах с дисплеем и без него.

Манжета состоит из четырёх воздушных отсеков, каждый из которых подключается к аппарату и управляется индивидуально, обеспечивая точную подачу давления. Конструкция выполнена из плотного воздухонепроницаемого материала с герметичными швами и надёжными соединениями, что обеспечивает долгий срок службы при интенсивной эксплуатации.

Размер манжеты стандартизирован и может входить в базовую комплектацию аппарата, а также заказываться отдельно в качестве дополнительного элемента. Соединительный интерфейс манжеты адаптирован под штатные разъёмы аппарата WIC-2008.

Также в линейке производителя доступны дополнительные манжеты для талии и нижних конечностей.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Совместимость	Аппараты Won Industry WIC-2008
Количество воздушных отсеков	4
Тип управления	Автоматическое, через аппарат
Материал	Плотная воздухонепроницаемая ткань
Швы и фиксация	Герметичные швы, застёжка-липучка
Интерфейс подключения	Штатный разъём WIC-2008
Варианты исполнения	Левая/правая рука
Дополнительные аксессуары	Манжеты на талию и ноги (опционально)

Преимущества

Дополнительная манжета-рука для аппарата прессотерапии Won Industry WIC-2008 обладает рядом преимуществ, которые делают её удобным и функциональным решением для расширения комплектации системы:

- Совместимость с аппаратами Won Industry WIC-2008 — подходит как для моделей с дисплеем, так и без него.
- Четырёхсекционная конструкция — обеспечивает равномерное распределение давления по всей площади манжеты.
- Индивидуальное управление отсеками — каждая камера контролируется аппаратом отдельно, что позволяет точно регулировать параметры сеанса.
- Плотный герметичный материал — устойчив к механическим нагрузкам, не теряет форму

и герметичность при многократном использовании.

- Надёжная система креплений — удобно фиксируется на руке пациента, не создаёт дискомфорта во время процедуры.
- Интуитивное подключение — интерфейс адаптирован под штатные разъёмы аппарата, не требует дополнительных адаптеров.
- Можно заказывать отдельно — подходит как запасная или дополнительная манжета к существующему оборудованию.
- Унификация размеров — допускается использование с разными пациентами без необходимости замены аксессуара.
- Совместимость с дополнительными манжетами — может использоваться в сочетании с манжетами на талию и ноги.

Манжета-рука помогает расширить функциональность аппарата, повысить комфорт пациента и оптимизировать процесс проведения процедур прессотерапии.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Won Industry
Страна бренда	Южная Корея
Отрасли	Здравоохранение, Реабилитация, Эстетическая медицина
Количество секций в манжете	4
Давление в манжете, мм рт. ст.	50...280
Страна производства	Южная Корея

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.