

Дополнительная манжета-рука-варежка для аппарата Air (с шлангом, 2 шт)

Прессотерапия



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Дополнительные манжеты-варежки Air с шлангом (2 шт.)

Дополнительные манжеты-варежки предназначены для использования с аппаратами серии Air и обеспечивают возможность проведения процедуры прессотерапии на верхних конечностях.

Массаж осуществляется с помощью попеременного нагнетания воздуха в специальные манжеты, одеваемые на руки. Каждая манжета разделена на несколько секций, давление в которых контролируется индивидуально.

Благодаря эргономичной форме и наличию подключаемого шланга, варежки легко интегрируются в рабочий цикл оборудования и позволяют проводить процедуры без снижения эффективности.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип изделия	Манжеты-варежки для рук
Совместимость	Аппараты FoxyL Air
Количество в комплекте	2 шт.
Конструкция	Секционная, с подключаемым шлангом
Вес комплекта	0,4 кг
Объем упаковки	0,00585338 м ³
Размер упаковки (Д×Ш×В)	165 × 165 × 215 мм
Количество транспортных мест	1

Преимущества

Дополнительные манжеты-варежки для рук Air с подключаемым шлангом обладают рядом преимуществ, которые делают их удобным и функциональным решением для проведения прессотерапии на верхних конечностях:

- Анатомическая форма в виде варежки — обеспечивает плотное прилегание и равномерное распределение давления по поверхности руки.
- Секционная конструкция — позволяет индивидуально регулировать давление в каждом отделе манжеты.
- Надёжные соединения — плотный шланг исключает утечку воздуха и обеспечивает стабильную работу оборудования.
- Высокое качество материалов — устойчивы к износу, легко очищаются и обеспечивают длительный срок службы.
- Совместимость с аппаратами FoxyL Air — гарантирует полную интеграцию без необходимости дополнительной настройки.
- Лёгкость установки и снятия — удобно в повседневном использовании как в медицинских, так и в домашних условиях.
- Компактные размеры и небольшой вес — не требуют много места для хранения и транспортировки.

- Мягкий внутренний слой — комфортное прилегание к коже без раздражений даже при длительных процедурах.
- Эффективное распределение давления — способствует равномерному воздействию по всей длине руки.

Манжеты FoxuL Air — это практичный и надёжный аксессуар для расширения возможностей аппарата прессотерапии и повышения комфорта пациента.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Won Industry
Страна бренда	Южная Корея
Отрасли	Здравоохранение, Реабилитация, Эстетическая медицина
Страна производства	Южная Корея

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.