

Манжета-талия для аппарата прессотерапии WIC-2008

Прессотерапия и лимфодренаж



Ваша цена

Розница

22 131 руб.

Оптовая цена

21 246 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Дополнительная манжета-талия для аппарата прессотерапии Won Industry WIC-2008

Манжета-талия Won Industry WIC-2008 — специализированный аксессуар, предназначенный для использования с аппаратом прессотерапии Won Industry WIC-2008.

Изделие охватывает область живота и поясницы, обеспечивая плотное прилегание и равномерное распределение давления по всей рабочей зоне. Материалы изготовления обладают высокой прочностью, устойчивостью к многократным циклам надувания и разрежения воздуха.

Манжета выполнена с учётом анатомических особенностей пациента, что обеспечивает комфорт во время процедуры и оптимальный терапевтический эффект. Подключение к аппарату осуществляется с помощью стандартного интерфейса, совместимого с моделью WIC-2008.

Аксессуар подходит для повторного использования после соответствующей обработки в соответствии с требованиями санитарных норм.

Рекомендуется использовать только с оригинальными аппаратами и аксессуарами Won Industry для поддержания качества и безопасности процедур.

Преимущества

Дополнительная манжета-талия для аппарата прессотерапии Won Industry WIC-2008 предлагает ряд преимуществ, обеспечивающих надёжность и комфорт при использовании в составе системы пневмокомпрессионной терапии:

- Анатомическая форма — обеспечивает плотное прилегание к телу и равномерное распределение давления по всей рабочей зоне.
- Прочная многослойная конструкция — устойчива к интенсивной эксплуатации и многократным циклам надувания и сжатия.
- Совместимость с аппаратом WIC-2008 — гарантирует стабильную работу и полную функциональность комплекса.
- Надёжная система фиксации — исключает смещение манжеты во время процедуры и повышает её эффективность.
- Гипоаллергенные материалы — безопасны для чувствительной кожи и соответствуют требованиям медицинского применения.
- Лёгкость подключения — благодаря стандартизированному интерфейсу манжета подключается к аппарату быстро и без затруднений.
- Подходит для многократного использования — экономичное решение при соблюдении рекомендаций по гигиенической обработке.
- Поддержка оригинальной конструкции производителя — полное соответствие требованиям к давлению и режимам компрессии.

Манжета-талия является важным дополнением к аппарату прессотерапии, улучшая охват

обрабатываемой зоны и повышая общую эффективность процедур.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Won Industry

Страна бренда

Южная Корея

Отрасли

Здравоохранение, Реабилитация, Эстетическая

медицина

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.