

Электроды для дефибрилляции Mindray MR62 (взрослые, детские)

Дефибрилляторы



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу

mindray

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Электроды для дефибрилляции Mindray MR62 (взрослые, детские)

Электроды для дефибрилляции Mindray MR62 — одноразовые многофункциональные электроды для проведения дефибрилляции, кардиоверсии и мониторинга ЭКГ при оказании экстренной медицинской помощи. Электроды предназначены для применения у взрослых и детей и оснащены функцией автоматической идентификации пациента.

Электроды Mindray MR62 обеспечивают надежный контакт с кожей пациента благодаря самоклеящейся поверхности и предварительно нанесенному токопроводящему гелю. Конструкция с предварительно подключенным кабелем позволяет сократить время подготовки к дефибрилляции и повысить эффективность оказания медицинской помощи.

Изделия поставляются в герметичной упаковке и предназначены для одноразового использования, что снижает риск перекрестного инфицирования и повышает безопасность пациентов. Электроды могут храниться подключенными к дефибриллятору для быстрого применения в экстренных ситуациях.

Особенности

- Одноразовые многофункциональные дефибрилляционные электроды.
- Подходят для взрослых и детей.
- Автоматическая идентификация пациента.
- Самоклеящаяся поверхность с токопроводящим гелем.
- Предварительно подключенный кабель.
- Быстрая готовность к работе.
- Возможность хранения подключенными к дефибриллятору.
- Снижение риска перекрестного инфицирования.
- Герметичная упаковка.
- Простота подключения и эксплуатации.
- Длина кабеля около 1,2 м.
- Одна пара электродов в упаковке.

Совместимость

- Mindray BeneHeart C1
- Mindray BeneHeart C1A
- Mindray BeneHeart C2
- Mindray BeneHeart D3
- Mindray BeneHeart D6

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Модель	Mindray MR62
Тип изделия	Дефибрилляционные электроды
Тип использования	Одноразовые
Категория пациентов	Взрослые и дети

Количество в упаковке	1 пара
Длина кабеля	1 200 ± 10 мм
Площадь одного электрода	115 ± 5 см ²
Площадь адгезивной поверхности	112 ± 5 см ²
Форма электрода	Прямоугольная со скругленными углами
Срок хранения	3 – 5 лет

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Mindray
Страна бренда	Китай
Отрасли	Для скорой помощи
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.