


Электронагреватель трубчатый 3,0 кВт для Liston A 1204 после 2021 г. межосевое расстояние 45 мм

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



Ваша цена

Розница

3 125 руб.

Оптовая цена

3 075 руб.

LISTON

Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Электронагреватель трубчатый 3,0 кВт для Liston A 1204 после 2021 г., межосевое расстояние 45 мм

Трубчатый электронагреватель мощностью 3,0 кВт предназначен для нагрева воды в аквадистилляторах Liston A 1204 выпуска после 2021 года.

Межосевое расстояние составляет 45 мм, что соответствует конструктивным особенностям данной серии.

Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает стойкость к коррозии и длительный срок службы.

Обладает повышенной надёжностью и ресурсом работы, обеспечивая стабильную и эффективную работу оборудования.

Особенности

- Мощность 3,0 кВт обеспечивает быстрый и эффективный нагрев;
- Межосевое расстояние 45 мм соответствует модификации Liston A 1204 после 2021 года;
- Корпус из нержавеющей стали гарантирует защиту от коррозии;
- Длительный срок службы и высокая надёжность в эксплуатации;
- Совместимость с аквадистилляторами Liston A 1204 (выпуск после 2021 года).

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип	Трубчатый электронагреватель (ТЭН)
Мощность	3,0 кВт
Материал	Нержавеющая сталь
Межосевое расстояние	45 мм
Совместимость	Liston A 1204 (выпуск после 2021 г.)
Напряжение питания	230 В / 50 Гц

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Листон

Страна бренда

Россия

Вес, кг	0.4
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	3 000
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.