


Футляр для медицинских камертонов KaWe

ЛОР-диагностическое оборудование

Арт. R-33010



Ваша цена

Розница

4 419 руб.*

46 €

Оптовая цена

4 175 руб.

44 €

* ориентировочная цена на 01.10.2026, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 22 %



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Футляр для медицинских камертонов KaWe

Футляр для медицинских камертонов KaWe предназначен для безопасного хранения и транспортировки диагностических камертонов. Кейс обеспечивает защиту инструмента от механических воздействий, загрязнений и повреждений при хранении и перемещении.

Корпус футляра изготовлен из прочного пластика, сочетающего небольшой вес и устойчивость к повседневной эксплуатации. Конструкция разработана с учётом формы медицинского инструмента, что позволяет размещать камертон внутри без смещения.

Внутреннее пространство оснащено фиксатором и специальным отделением, повторяющим форму камертона для его надёжной фиксации. Крышка футляра оборудована защёлкой с удобным механизмом открывания, обеспечивающим быстрый доступ к инструменту и надёжное закрытие во время хранения и перевозки.

Футляр совместим с медицинскими камертонами KaWe и подходит для использования в лечебно-профилактических учреждениях, диагностических кабинетах и при мобильной работе специалистов.

Особенности

- Защитный футляр для хранения и транспортировки медицинских камертонов.
- Прочный пластиковый корпус.
- Лёгкая и износостойкая конструкция.
- Внутренний фиксатор для надёжного удержания инструмента.
- Специальное внутреннее отделение по форме камертона.
- Защита содержимого от механических повреждений и загрязнений.
- Крышка с надёжной защёлкой.
- Удобная система открывания.
- Гигиеничность хранения.
- Долговечность конструкции.
- Совместимость с камертонами KaWe.

Назначение

- Хранение медицинских камертонов.
- Транспортировка диагностических камертонов.
- Защита инструмента во время эксплуатации и перемещения.
- Поддержание порядка и гигиеничности хранения медицинского инструментария.

Комплект поставки

- Футляр для медицинских камертонов KaWe – 1 шт.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип изделия	Футляр для медицинских камертонов

Назначение	Хранение и транспортировка
Материал корпуса	Пластик
Конструкция	Жёсткий защитный кейс
Внутреннее оснащение	Фиксатор и формованное отделение под инструмент
Тип закрывания	Защёлка с удобной системой открывания
Совместимость	Медицинские камертоны KaWe

Преимущества

- Надёжная защита медицинских камертонов от механических повреждений.
- Обеспечение безопасного хранения и удобной транспортировки инструмента.
- Прочный пластиковый корпус с длительным сроком эксплуатации.
- Лёгкая конструкция без увеличения общего веса комплекта.
- Формованное внутреннее отделение для точного размещения камертона.
- Защита содержимого от загрязнений при хранении и перевозке.
- Гигиеничное размещение медицинского инструментария.
- Надёжная защёлка исключает случайное открывание футляра.
- Удобный механизм открывания обеспечивает быстрый доступ к инструменту.
- Жёсткая конструкция поддерживает сохранность камертона при ежедневной эксплуатации.
- Совместимость с медицинскими камертонами KaWe.
- Компактное решение для организации хранения диагностического инструмента.
- Удобство использования в кабинетах диагностики и при выездной работе специалистов.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	R-33010
Бренд	KaWe
Страна бренда	Германия
Отрасли	Для ЛОР-кабинета
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.