

Кассетница КРОНТ

Контейнеры и органайзеры



Ваша цена

Розница

1 171 руб.

Оптовая цена

1 128 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Кассетница КРОНТ

Кассетница КРОНТ — подставка, предназначенная для хранения 10 пеналов Таблетница КРОНТ и используемая для оснащения поста медицинской сестры в стационарах лечебных учреждений, санаториях, профилакториях и детских дошкольных организациях. Она обеспечивает удобную организацию раздачи суточного комплекса лекарственных препаратов и витаминов.

Конструкция Кассетницы позволяет извлекать Таблетницы легко и без усилий. Изделие может устанавливаться в горизонтальном, вертикальном, настольном или настенном положении. Возможна стыковка нескольких Кассетниц в единый блок на 20, 30, 40, 50 и более пациентов. Угол наклона 15° обеспечивает хороший обзор фамилий пациентов и удобный доступ к Таблетницам.

Изготовлена из ударопрочного и химически стойкого полимерного пластика, разрешённого для применения в медицинских и пищевых изделиях. Допускается обработка всеми дезинфицирующими средствами, разрешёнными в РФ, а также автоклавирование при температуре до 121 °С. Конструкция не имеет острых углов и труднодоступных мест, что облегчает санитарную обработку.

Особенности

- Хранение 10 пеналов Таблетница КРОНТ.
- Возможность горизонтального, вертикального, настольного или настенного размещения.
- Соединение нескольких Кассетниц в единый блок (без ограничения по количеству).
- Наклон 15° для удобного обзора фамилий пациентов.
- Ударопрочный и химически стойкий материал.
- Стерилизация паровым методом (до 121 °С).
- Совместимость со всеми дезинфицирующими средствами, разрешёнными в РФ.
- Отсутствие острых граней и труднодоступных мест для обработки.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Назначение	Хранение 10 пеналов Таблетница КРОНТ
Цвет	Голубой
Материал	Ударопрочный химически стойкий полимер
Стерилизация	Паровой метод (автоклав), до 121 °С
Срок службы	не менее 3 лет
Гарантия	1 год

Преимущества

Кассетницы КРОНТ обладают рядом преимуществ, которые делают их удобным и надёжным инструментом для организации хранения и раздачи лекарственных препаратов:

•

Вместимость до 10 пеналов Таблетница КРОНТ — оптимальное решение для организации работы медицинского персонала.

- Удобство эксплуатации — лёгкое извлечение и установка таблеток без усилий.
- Гибкость установки — горизонтальное, вертикальное, настольное или настенное размещение.
- Возможность объединения в единый блок — стыковка нескольких кассетниц для обслуживания 20, 30, 40 и более пациентов.
- Оптимальный угол наклона 15° — обеспечивает хороший обзор фамилий пациентов и удобный доступ к таблетницам.
- Материал — ударопрочный и химически стойкий пластик, разрешённый для применения в медицинских изделиях.
- Простота санитарной обработки — отсутствие острых углов и труднодоступных мест.
- Стерилизация — допускается автоклавирование при температуре до 121 °С.
- Долговечность — срок службы не менее 3 лет при активной эксплуатации.
- Компактные размеры и малый вес — удобство хранения и переноса.

Кассетницы КРОНТ являются современным решением для оснащения поста медицинской сестры, обеспечивая порядок, удобство и безопасность при работе с лекарственными препаратами.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	90 × 90 × 270
Вес, кг	0.3
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.