

Кейс для ларингоскопа KaWe (7 клинков и рукоять)

Ларингоскопы Арт. 03.90004.261



Ваша цена

Розница

4 915 руб.*

52 €

Оптовая цена

4 716 руб.

50 €

* ориентировочная цена на 03.10.2026, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 22 %



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Кейс для ларингоскопа KaWe (7 клинков и рукоять)

Кейс для ларингоскопа KaWe предназначен для безопасного хранения и удобной транспортировки ларингоскопического комплекта, включающего одну рукоять и до 7 клинков различных типов. Конструкция кейса обеспечивает упорядоченное размещение инструментов и их защиту во время переноски и хранения.

Корпус изготовлен из ударопрочного нетоксичного пластика, устойчивого к повседневной эксплуатации и обработке дезинфицирующими средствами. Внутреннее пространство оснащено мягкими парафиновыми вставками с формованными ячейками, которые надёжно фиксируют каждый элемент комплекта.

Благодаря продуманной конструкции инструменты не смещаются, не соприкасаются между собой и не подвержены появлению царапин при транспортировке. Эргономичная ручка способствует равномерному распределению веса, а две защёлки обеспечивают надёжное закрытие и быстрый доступ к содержимому.

Кейс совместим с наборами ларингоскопов, использующих клинки Macintosh, Miller и Foregger, что делает его универсальным решением для оснащения медицинских подразделений.

Особенности

- Предназначен для хранения и переноски ларингоскопического комплекта.
- Вмещает 7 клинков и 1 рукоять.
- Корпус выполнен из ударопрочного нетоксичного пластика.
- Мягкие парафиновые вставки с формованными ячейками для надёжной фиксации инструментов.
- Предотвращает смещение, соприкосновение и повреждение клинков.
- Удобная ручка для переноски с равномерным распределением нагрузки.
- Надёжное закрытие на две защёлки.
- Подходит для клинков Macintosh, Miller и Foregger.
- Компактная форма облегчает размещение в медицинской сумке.
- Допускает проведение дезинфекционной обработки корпуса.

Совместимость

- Клинки Macintosh: №2, №3, №4.
- Клинки Miller: №0, №1, №2, №3.
- Клинки Foregger: №0, №1, №2, №3.
- Рукоять типа C.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Назначение	ларингоскопический комплект
Корпус	ударопрочный пластик
Количество предметов	7 клинков и 1 рукоять
Типы клинков	Macintosh (2, 3, 4), Miller (0, 1, 2, 3), Foregger (0, 1, 2, 3)

Совместимая рукоять	тип С
Вставка с ячейками	да
Ручка	да

Преимущества

- Обеспечивает надёжную защиту ларингоскопического комплекта при хранении и транспортировке.
- Формованная внутренняя структура фиксирует каждый клинок и рукоять в индивидуальной ячейке.
- Исключает смещение инструментов и их контакт между собой.
- Снижает риск механических повреждений и царапин на рабочих поверхностях клинков.
- Ударопрочный корпус обеспечивает защиту при падениях и внешних воздействиях.
- Мягкие вставки амортизируют вибрации при транспортировке.
- Подходит для интенсивного использования в условиях скорой помощи и стационара.
- Удобная эргономичная ручка облегчает переноску комплекта.
- Две надёжные защёлки предотвращают случайное открытие кейса.
- Компактная форма позволяет экономить место в медицинских сумках и укладках.
- Совместим с основными типами клинков Macintosh, Miller и Foregger.
- Корпус допускает дезинфекционную обработку стандартными средствами.
- Оптимизирован для быстрого доступа к инструментам в экстренных ситуациях.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	03.90004.261
Бренд	KaWe
Страна бренда	Германия
Отрасли	Для ЛОР-кабинета
Габариты, мм	340×275×85
Вес, кг	0.7
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.