

Крышка для медицинского лотка Ока-Медик ЛМПу-400

Контейнеры для дезинфекции



Ваша цена

Розница

485 руб.

Оптовая цена

485 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Крышка для медицинского лотка Ока-Медик ЛМПу-400

Крышка для медицинского лотка Ока-Медик ЛМПу-400 предназначена для использования совместно с медицинским лотком Ока-Медик ЛМПу-400. Изделие применяется для закрытия лотка при размещении в нём медицинских инструментов и других изделий медицинского назначения во время проведения различных процедур.

Крышка используется при мойке, дезинфекции, предстерилизационной обработке и стерилизации медицинских изделий, включая обработку в сухожаровых шкафах. Область применения – лечебно-профилактические учреждения всех профилей.

Изделие изготовлено из нержавеющей стали, устойчивой к воздействию дезинфицирующих средств, стерилизации паром и химическим способом в соответствии с МУ 287-113. Конструкция крышки обеспечивает плотное прилегание к лотку и удобство эксплуатации в ежедневной медицинской практике.

Особенности

- Предназначена для использования с медицинским лотком Ока-Медик ЛМПу-400.
- Подходит для проведения мойки, дезинфекции и предстерилизационной обработки инструментов.
- Допускает стерилизацию в сухожаровых шкафах.
- Устойчива к стерилизации паровым методом и химическим способом.
- Изготовлена из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии.
- Обеспечивает удобное закрытие лотка при хранении и обработке инструментов.
- Гладкая поверхность облегчает санитарную обработку изделия.
- Подходит для эксплуатации в лечебно-профилактических учреждениях всех профилей.
- Рассчитана на многократное использование в условиях интенсивной эксплуатации.

Применение

Крышка для медицинского лотка Ока-Медик ЛМПу-400 применяется для закрытия лотка при размещении медицинских инструментов и изделий медицинского назначения. Изделие используется:

- в лечебно-профилактических учреждениях;
- в процедурных кабинетах;
- в стерилизационных отделениях;
- в операционных блоках;
- в перевязочных кабинетах;
- в стоматологических кабинетах;
- в хирургических отделениях;
- в медицинских лабораториях.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Совместимость	Медицинский лоток Ока-Медик ЛМПу-400
Материал	Нержавеющая сталь
Методы обработки	Дезинфекция, стерилизация паром, химическая стерилизация,

Преимущества

- Обеспечивает герметичное закрытие медицинского лотка при хранении и обработке инструментов.
- Изготовлена из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и агрессивным дезинфицирующим средствам.
- Допускает многократную стерилизацию без потери эксплуатационных свойств.
- Устойчива к паровой стерилизации и обработке в сухожаровых шкафах.
- Совместима с химическими методами дезинфекции в соответствии с МУ 287–113.
- Обеспечивает защиту содержимого лотка от внешнего загрязнения при транспортировке и хранении.
- Гладкая поверхность облегчает санитарную обработку и снижает риск накопления загрязнений.
- Сохраняет геометрию и плотность прилегания при длительной эксплуатации.
- Подходит для интенсивного использования в лечебно-профилактических учреждениях всех профилей.
- Совместима с лотком Ока–Медик ЛМПу–400 без необходимости дополнительной адаптации.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Габариты, мм	400 × 300
Вес, кг	1.3
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.