

Лампа Вуда НВ-Мед В-221

Дерматоскопы



Ваша цена

Розница

5 200 руб.

Оптовая цена

5 100 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Лампа Вуда НВ-Мед В-221

В-221 предназначена для люминесцентной диагностики грибковых заболеваний (микозов), а также ряда дерматозов. Излучатель работает в длинноволновом диапазоне (до 400 нм, диапазон «чёрного света»), он безопасен, не требует лабораторного оборудования и веществ. Позволяет быстро диагностировать состояние кожи. Её также используют для исследования поражённых участков бровей, ресниц, волосистой части головы, пушковых волос, ногтей.

Лампа Вуда должна располагаться не ближе 15-20 см от лица клиента. Оптимальное время диагностики до 2 мин. Будьте осторожны со временем диагностики до 2 мин — длительное воздействие ультрафиолетовых лучей способствует образованию пигментных пятен и делает кожу более чувствительной. Защищайте глаза от прямого излучения лампы во избежание повреждения ультрафиолетовыми лучами.

Встроенная лупа позволяет рассматривать детали исследуемого участка с двукратным увеличением и более надёжно проводить люминесцентную диагностику.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

НВ-Мед

Страна бренда

Россия

Отрасли

Здравоохранение, Для кабинета дерматолога

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000032412.pdf>,

<https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000032412.pdf>

Вес, кг

0.9

Вес в упаковке, кг

1.2

Габариты в упаковке, мм

30×21×7

Электропитание, В	220±22
-------------------	--------

Страна производства	Китай
---------------------	-------

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.