

Манжета-нога для аппарата прессотерапии Won Industry LC-600 или LC-600S, размер L

Прессотерапия



Ваша цена

Розница

19 577 руб.

Оптовая цена

17 798 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Манжета-нога Won Industry LC-600 или LC-600S, размер L

Манжета для ноги совместима с аппаратами прессотерапии Won Industry LC-600 и LC-600S, подходит для замены или расширения базовой комплектации. Размер L обеспечивает комфортную посадку и равномерное давление по всей длине ноги.

Конструкция включает шесть независимых воздушных отсеков, соединённых системой шлангов. Манжета может поставляться в комплектации с расширителями или без них, в зависимости от конфигурации заказа.

Манжеты аналогичного типа входят в стандартную поставку аппаратов серии LC-600. При необходимости доступны манжеты меньшего размера для индивидуального подбора под пациента.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Совместимость	Аппараты Won Industry LC-600, LC-600S
Размер	L
Количество воздушных отсеков	6
Варианты поставки	С расширителями или без них
Цвет	Серый

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест, шт.	1
Максимальная длина места	390 мм
Максимальная ширина места	250 мм
Максимальная высота места	80 мм
Максимальный вес места	1 кг
Общий вес	1 кг
Общий объём	0,0078 м³

Преимущества

Манжета-нога для аппарата прессотерапии Won Industry LC-600 или LC-600S отличается рядом преимуществ, обеспечивающих удобство, эффективность и долговечность использования в физиотерапевтической практике:

- Анатомическая форма и оптимальный размер L — обеспечивает плотное прилегание к конечности и равномерное распределение давления.
- Шесть воздушных отсеков — способствуют поэтапной компрессии для более эффективного

лимфодренажного воздействия.

- Совместимость с аппаратами LC-600 и LC-600S — не требует дополнительных переходников или адаптеров.
- Плотная герметичная структура отсеков — исключает утечки воздуха и обеспечивает стабильную компрессию на всех этапах процедуры.
- Износостойкий материал — устойчив к многократной эксплуатации и обработке дезинфицирующими средствами.
- Возможность комплектации с расширителями — легко адаптируется под индивидуальные параметры пациента.
- Удобная фиксация — быстрая и безопасная установка на пациента, без дополнительных усилий со стороны персонала.
- Подходит для замены штатной манжеты — полная совместимость со стандартной комплектацией аппарата.
- Обеспечивает равномерную компрессию на всём протяжении ноги — способствует более выраженному дренажному эффекту.

Манжета является удобным и надёжным расходным элементом для проведения процедур прессотерапии и лимфодренажа, обеспечивая комфорт пациента и эффективность терапии в медицинской и косметологической практике.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Won Industry

Страна бренда

Южная Корея

Отрасли

Здравоохранение, Реабилитация, Эстетическая

медицина

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.