

Медицинский хирургический респиратор Аугури AMS 403 FFP3 NRD

Маски, респираторы и перчатки



Ваша цена

Розница
47 руб.

Оптовая цена
45 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

- Класс защиты: FFP3

Описание

Медицинский хирургический респиратор Аугури AMS 403 FFP3 NRD

Аугури AMS 403 FFP3 NRD — медицинский хирургический респиратор без клапана, выполненный по пятислойной технологии для надёжной защиты дыхательных путей. Изделие предназначено для предотвращения попадания микроорганизмов, биологических жидкостей, аэрозолей и патогенных частиц, находящихся в воздухе. Соответствует классу защиты FFP3, обеспечивая фильтрацию не менее 99 % вредных веществ.

Респиратор применяется медицинским персоналом и пациентами во время хирургических, стоматологических, изоляционных и других медицинских процедур, а также может использоваться в бытовых условиях и в местах массового скопления людей: в транспорте, общественных организациях, на улице.

Конструкция включает внешний слой из нетканого термоскрепленного материала «Спанбонд» (не менее 60 г/м²), три промежуточных слоя из «Мельтблауна» (плотность 90 г/м² каждый) и внутренний слой из «Спанбонда» (не менее 25 г/м²). Такая структура обеспечивает высокую эффективность фильтрации при комфортном дыхании.

Цена за 1 штуку, товар продаётся только упаковками по 5 шт.

Особенности

- Класс защиты FFP3 — задерживает не менее 99 % аэрозольных и патогенных частиц.
- Пятислойная структура фильтрации.
- Внешний слой из «Спанбонда» с повышенной плотностью.
- Три слоя «Мельтблауна» для максимальной степени защиты.
- Внутренний слой из гипоаллергенного «Спанбонда».
- Отсутствие клапана — предотвращает распространение вирусов от пользователя.
- Комфортное дыхание даже при длительном использовании.
- Подходит для медицинских учреждений и бытовых условий.
- Одноразовый, нестерильный.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Класс защиты	FFP3 (не менее 99 % фильтрации)
Конструкция	Пятислойная, без клапана
Сопротивление дыханию на вдохе при 30 дм ³ /мин	≤ 100 Па
Сопротивление дыханию на вдохе при 95 дм ³ /мин	≤ 3 000 Па
Сопротивление дыханию на выдохе при 160 дм ³ /мин	≤ 300 Па
Коэффициент проникания аэрозоля (парафиновое масло)	≤ 1 %
Коэффициент проникания аэрозоля NaCl (46 из 50 результатов)	≤ 5 %
Коэффициент проникания аэрозоля NaCl (8 из 10 результатов)	≤ 2 %
Тип	Медицинский, хирургический
Применение	Одноразовый

Преимущества

- Класс защиты FFP3 — удерживает не менее 99 % вредных аэрозольных частиц, включая вирусы и бактерии.
- Пятислойная структура с высокоэффективным фильтрующим материалом «Мельтблаун» обеспечивает максимальную степень очистки воздуха.
- Надёжная защита от биологических жидкостей, крови и других опасных микроорганизмов.
- Отсутствие клапана предотвращает выброс потенциально заражённого воздуха от пользователя.
- Изготовлен из гипоаллергенных материалов, безопасных при длительном контакте с кожей.
- Анатомическая форма и регулируемые элементы крепления обеспечивают плотное прилегание и комфорт при носке.
- Соответствует требованиям Минздрава РФ и имеет регистрационное удостоверение.
- Одноразовое применение гарантирует стерильность и отсутствие риска перекрёстного заражения.
- Подходит для медицинских работников, пациентов, а также для использования в местах массового скопления людей.
- Лёгкий вес и эргономичный дизайн снижают нагрузку при продолжительном использовании.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	AUGURI
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Класс защиты	FFP3
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.