

Медицинский стул ДЗМО СМ-1

Стулья и табуреты



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение



Описание

Медицинский стул ДЗМО СМ-1

Медицинский стул ДЗМО СМ-1 предназначен для оснащения различных медицинских кабинетов и используется для комфортного размещения медицинского персонала и пациентов при проведении осмотров и процедур.

Конструкция стула разборная, что упрощает транспортировку, хранение и сборку оборудования. Каркас изготовлен из стальных труб с гальваническим покрытием, обеспечивающим устойчивость к коррозии и длительный срок эксплуатации.

Сиденье выполнено из фанерного листа с мягкой набивкой из пенополиуретана толщиной 50 мм и обтянуто влагозащитной винилискожей, устойчивой к воздействию дезинфицирующих средств. Регулировка высоты сиденья осуществляется при помощи газового патрона.

Мягкая спинка изготовлена из пенополиуретана толщиной 40 мм и обтянута винилискожей. Конструкция позволяет изменять положение спинки бесступенчато на 50 мм с фиксацией при помощи зажимного винта.

Основание диаметром 550 мм оснащено пятью устойчивыми опорами и пятью мебельными колёсами диаметром 50 мм, что обеспечивает устойчивость и удобное перемещение стула по помещению.

Особенности

- Разборная конструкция для удобства транспортировки и сборки.
- Надёжный металлический каркас из стальных труб с гальваническим покрытием.
- Мягкое сиденье из пенополиуретана толщиной 50 мм.
- Мягкая спинка из пенополиуретана толщиной 40 мм.
- Обивка из износостойчивой влагозащитной винилискожи.
- Устойчивость материалов к дезинфицирующим составам.
- Регулировка высоты сиденья при помощи газлифта.
- Бесступенчатая регулировка положения спинки с фиксацией винтом.
- Изменение положения спинки в пределах 50 мм.
- Основание диаметром 550 мм для устойчивого размещения.
- Пять устойчивых опор.
- Пять мебельных колёс диаметром 50 мм.
- Удобное перемещение по кабинету.
- Максимальная допустимая нагрузка на стул – 130 кг.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Диаметр основания	550 мм
Диаметр сиденья	355 мм
Высота сиденья над полом	от 476 до 601 мм
Толщина пенополиуретана сиденья	50 мм
Толщина пенополиуретана спинки	40 мм
Диапазон регулировки спинки	50 мм

Диаметр колёс	50 мм
Количество колёс	5
Допустимая нагрузка	130 кг

Преимущества

- Надёжный металлический каркас из стальных труб с гальваническим покрытием.
- Разборная конструкция для удобства транспортировки и хранения.
- Мягкое сиденье с набивкой из пенополиуретана толщиной 50 мм.
- Мягкая спинка с набивкой из пенополиуретана толщиной 40 мм.
- Обивка из влагозащитной винилискожи, устойчивой к дезинфицирующим средствам.
- Регулировка высоты сиденья при помощи газлифта.
- Бесступенчатая регулировка положения спинки с фиксацией зажимным винтом.
- Изменение положения спинки в пределах 50 мм.
- Устойчивое основание диаметром 550 мм.
- Пять опор обеспечивают стабильность конструкции при эксплуатации.
- Пять мебельных колёс диаметром 50 мм для удобного перемещения по кабинету.
- Компактная и эргономичная конструкция для ежедневного использования.
- Максимальная допустимая нагрузка – 130 кг.
- Подходит для оснащения различных медицинских кабинетов.
- Простая очистка и санитарная обработка поверхностей.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ДЗМО
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Вес, кг	7.5
Вес в упаковке, кг	12
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.