

## Мини-таблетница КРОНТ

Контейнеры и органайзеры



**Ваша цена**

Розница

**200 руб.**

**Оптовая цена**

**192 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 22 %

## Описание

### Мини-таблетница КРОНТ

Мини-таблетница КРОНТ — это удобный пенал для хранения и режимного приёма лекарственных препаратов и витаминов в форме таблеток, капсул и драже. Корпус изделия разделён на четыре отделения с индивидуальными крышками, на которых рельефным шрифтом нанесены обозначения: УТРО, ДЕНЬ, ВЕЧЕР, НОЧЬ. Для слабовидящих надписи дублируются рельефно-точечным шрифтом Брайля, что обеспечивает удобство и доступность для всех категорий пользователей.

Таблетница изготовлена из ударопрочного и химически стойкого полимерного пластика, разрешённого для применения в медицинских и пищевых изделиях. Материал выдерживает автоклавирование при температуре до 121 °С и совместим со всеми дезинфицирующими средствами, разрешёнными в РФ. Благодаря компактности и наличию металлического кольца таблетницу можно использовать как брелок для ключей или подвешивать на крючок в удобном месте.

Мини-таблетница КРОНТ необходима в повседневном обиходе для организации своевременного приёма препаратов и подходит широкому кругу пользователей.

### Особенности

- Четыре отделения с индивидуальными крышками для удобного распределения препаратов.
- Рельефные надписи УТРО, ДЕНЬ, ВЕЧЕР, НОЧЬ и дублирование на шрифте Брайля.
- Изготовлена из ударопрочного и химически стойкого пластика медицинского назначения.
- Совместимость со всеми разрешёнными дезинфицирующими средствами.
- Возможность автоклавирования при температуре до 121 °С.
- Компактный размер и наличие металлического кольца для удобного ношения или крепления.
- Подходит для повседневного использования людьми любого возраста.

### Технические характеристики

| Характеристика   | Значение |
|------------------|----------|
| Цвет             | Голубой  |
| Срок службы, лет | 3 года   |

## Преимущества

Мини-таблетница КРОНТ обладает рядом преимуществ, которые делают её удобным и практичным решением для организации приёма лекарственных препаратов:

- Четыре отдельных отделения с подписями УТРО, ДЕНЬ, ВЕЧЕР, НОЧЬ — позволяют строго соблюдать режим приёма препаратов.
- Рельефные надписи и шрифт Брайля на крышках — удобство использования для слабовидящих людей.
- Компактные размеры 60 × 50 × 15 мм — легко помещается в карман, сумку или аптечку.
- Небольшая масса 30 г — не создаёт дополнительной нагрузки при ежедневном ношении.
- Изготовлена из ударопрочного, химически стойкого полимера, разрешённого для медицинского и

пищевого применения.

- Выдерживает автоклавирование при температуре до 121 °С, допускает обработку всеми дезинфицирующими средствами, разрешёнными в РФ.
- Оснащена металлическим кольцом — возможность использовать как брелок для ключей или повесить на видном месте.
- Срок службы до 3 лет — надёжность и долговечность при регулярном использовании.
- Подходит для таблеток, капсул и драже — универсальное применение.

Мини-таблетница КРОНТ обеспечивает удобство, безопасность и организованность приёма лекарственных препаратов в повседневной жизни.

## Характеристики

| Параметр:           | Показатель:  |
|---------------------|--------------|
| Бренд               | КРОНТ        |
| Страна бренда       | Россия       |
| Габариты, мм        | 60 × 50 × 15 |
| Вес, кг             | 0.03         |
| Страна производства | Россия       |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.