

Напольная стойка для дозаторов антисептических средств

Дозаторы для антисептиков



Ваша цена

Розница

3 995 руб.

Оптовая цена

3 835 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Напольная стойка для дозаторов антисептических средств

Стойка предназначена для размещения автоматических сенсорных дозаторов для антисептических растворов и гелей [Stegler SD-1S](#).

Выполнена из металлической профилированной трубы, покрытой специальной порошковой краской. Дозаторы крепятся на пластину стойки на два винтовых подвеса за специальное крепление — ушко. Имеет устойчивые прорезиненные ножки без колёс. Предназначена для стационарного размещения.

Поверхность стойки можно дезинфицировать всеми доступными средствами обработки.

Стойка поставляется в разборном виде, но сборка не займёт много усилий и времени.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Stegler

Страна бренда

Россия

Габариты, мм

355 × 355 × 1 510

Вес, кг

4.72

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.