

Односекционный матрас для детской кровати ДЗМО КФ2-2

Неонатальное оборудование



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение



Описание

Односекционный матрас для детской кровати ДЗМО КФ2-2

Односекционный матрас предназначен для использования с функциональной детской кроватью ДЗМО КФ2-2 и применяется в медицинских учреждениях для размещения детей в возрасте от 1 года до 5 лет. Изделие обеспечивает комфортное и анатомически корректное положение пациента в процессе пребывания на кровати.

Матрас используется совместно с функциональной детской кроватью [ДЗМО КФ2-2](#), которая оснащена перфорированным стальным ложем и регулируемыми положениями, включая «Тренделенбург» и «АнтиТренделенбург».

Наполнитель матраса выполнен из эластичного пенополиуретана толщиной 100 мм. Материал обладает ячеистой структурой, обеспечивающей равномерное распределение нагрузки, снижение давления на отдельные участки тела и профилактику пролежней. Конструкция обеспечивает ортопедический эффект и повышенный комфорт при длительном размещении пациента.

Съёмный чехол изготовлен из винилискожи с влагонепроницаемым покрытием. Материал устойчив к механическим воздействиям, обладает высокой прочностью и эластичностью, оснащён застёжкой-бегунком для удобства эксплуатации и санитарной обработки.

Все материалы матраса разрешены для использования в медицинских учреждениях, являются пожаробезопасными, нетоксичными и устойчивыми к регулярной дезинфекции.

Особенности

- Совместимость с функциональной детской кроватью [ДЗМО КФ2-2](#).
- Наполнитель из эластичного пенополиуретана толщиной 100 мм.
- Ячеистая структура материала для равномерного распределения нагрузки.
- Ортопедический эффект и снижение нагрузки на тело ребёнка.
- Съёмный чехол из винилискожи с влагонепроницаемым покрытием.
- Устойчивость к механическим воздействиям и износу.
- Простота санитарной обработки и ухода.
- Материалы, разрешённые для применения в медицинских учреждениях.
- Длительный срок службы и гарантия производителя.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Допустимая нагрузка, кг	80
Срок службы	5 лет
Гарантийный срок службы	12 мес.

Преимущества

- Наполнитель из эластичного пенополиуретана с ячеистой структурой для равномерного

распределения нагрузки.

- Ортопедический эффект, способствующий снижению давления на отдельные участки тела ребёнка.
- Профилактика пролежней при длительном размещении пациента.
- Влагонепроницаемый съёмный чехол из винилискожи для защиты наполнителя.
- Устойчивость материалов к регулярной санитарной обработке и воздействию дезинфицирующих средств.
- Высокая износостойкость и длительный срок эксплуатации в условиях медицинского учреждения.
- Гипоаллергенные и безопасные материалы, разрешённые для применения в медицине.
- Совместимость с функциональной детской кроватью ДЗМО КФ2-2.
- Сохранение формы и эксплуатационных свойств при ежедневной нагрузке.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ДЗМО
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета педиатра
Габариты, мм	1220×660×100
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.