

Охладитель дистиллята для аквадистиллятора Ливам АЭ-4, АЭ-5

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



Ваша цена

Розница

6 423 руб.

Оптовая цена

6 176 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Охладитель дистиллята для аквадистиллятора Ливам АЭ-4 и АЭ-5

Охладитель дистиллята — устройство, предназначенное для снижения температуры дистиллированной воды, получаемой с помощью аквадистиллятора медицинского электрического АЭ-4 и АЭ-5. Обеспечивает стабильную и безопасную подачу охлаждённого дистиллята для дальнейшего использования в лабораторных и медицинских процедурах.

Устройство повышает эффективность работы аквадистиллятора за счёт оптимального температурного режима дистиллированной воды, снижая риски ожогов и обеспечивая комфорт оператора.

Особенности

- Совместимость с аквадистилляторами Ливам АЭ-4 и АЭ-5.
- Надёжное снижение температуры дистиллята для безопасности и удобства работы.
- Компактный и эргономичный дизайн, лёгкость монтажа.
- Изготовлен из качественных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к коррозии.
- Минимальное энергопотребление и простое обслуживание.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Совместимость	Аквадистилляторы Ливам АЭ-4, АЭ-5
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Габариты (Д × Ш × В)	примерно 400 × 200 × 300 мм
Вес	около 5 кг
Питание	Не требуется (подключается к аквадистиллятору)

Преимущества

Охладитель дистиллята для аквадистилляторов Ливам АЭ-4 и АЭ-5 обладает рядом преимуществ, которые обеспечивают надёжность и эффективность его работы:

- Эффективное снижение температуры дистиллированной воды — обеспечивает безопасность при работе и предотвращает ожоги.
- Высокая совместимость — идеально подходит для моделей аквадистилляторов Ливам АЭ-4 и АЭ-5.
- Прочный и коррозионноустойчивый корпус — гарантирует долговечность и устойчивость к воздействию агрессивных сред.
- Компактные размеры и лёгкий монтаж — минимизируют занимаемое пространство и упрощают установку.
- Низкое энергопотребление — оптимизирован для работы в паре с аквадистиллятором без дополнительных затрат энергии.
- Минимальное техническое обслуживание — обеспечивает стабильную работу без частых вмешательств.

- Безопасность эксплуатации — исключает риск перегрева и повышенного давления в системе.
- Повышение производительности аквадистиллятора — благодаря поддержанию оптимальной температуры дистиллята.
- Экологичность — изготовлен из материалов, безопасных для окружающей среды.

Охладитель дистиллята является важным аксессуаром для повышения качества и безопасности работы с аквадистилляторами Ливам АЭ-4 и АЭ-5, что делает его незаменимым элементом в медицинских и лабораторных условиях.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Вес, кг	1
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.