

Охладитель дистиллята для дистиллятора Ливам АДЭ-40/50, ДЭ-40/50

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



Ваша цена

Розница

13 560 руб.

Оптовая цена

13 039 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Охладитель дистиллята для аквадистиллятора АДЭ-40/50

Охладитель дистиллята — устройство, предназначенное для снижения температуры дистиллированной воды, получаемой с помощью аквадистиллятора медицинского электрического АДЭ-40 и АДЭ-50.

Обеспечивает эффективное и безопасное охлаждение дистиллята, снижая риск ожогов и облегчая дальнейшее использование воды в медицинских и лабораторных процессах.

Прост в монтаже и обслуживании, надежно интегрируется с устройствами линейки АДЭ-40/50, обеспечивая стабильную работу аквадистиллятора.

Особенности

- Совместимость с аквадистилляторами АДЭ-40 и АДЭ-50;
- Эффективное снижение температуры дистиллята;
- Удобство эксплуатации и простота монтажа;
- Надёжные материалы, устойчивые к коррозии;
- Компактные размеры для установки в лабораторных и медицинских помещениях;
- Обеспечение безопасности персонала за счёт предотвращения ожогов;
- Долговечность и минимальные требования к техническому обслуживанию.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Совместимость	Аквадистилляторы АДЭ-40 и АДЭ-50
Материал корпуса	Коррозионностойкая нержавеющая сталь
Габаритные размеры (Д × Ш × В)	около 300 × 200 × 150 мм
Масса	около 3 кг
Присоединительные элементы	Стандартные трубные соединения

Преимущества

Охладитель для Ливам АДЭ-40 и АДЭ-50 предлагает ряд преимуществ, которые обеспечивают надёжность и комфорт при использовании аквадистилляторов:

- Эффективное снижение температуры дистиллированной воды — повышает безопасность эксплуатации и снижает риск ожогов.
- Совместимость с моделями Ливам АДЭ-40 и АДЭ-50 — гарантирует оптимальную работу системы охлаждения.
- Простота монтажа и подключения — облегчает интеграцию в существующее оборудование.
- Компактные размеры — экономят пространство в лаборатории или медицинском кабинете.
- Использование коррозионно-стойких материалов — обеспечивает долговечность и стабильность работы.
-

- Минимальные требования к техническому обслуживанию — сокращают время и расходы на сервис.
- Повышение общей эффективности работы аквадистиллятора — поддерживает оптимальные параметры дистиллята для дальнейшего использования.

Охладитель является незаменимым аксессуаром для улучшения функциональности и безопасности аквадистилляторов Ливам АДЭ-40 и АДЭ-50, обеспечивая комфорт и надёжность в медицинской и лабораторной практике.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.