

## Подставка для ГП-40 МО (740 x 562 x 532 мм)

Воздушные стерилизаторы (сухожары)



**Ваша цена**

Розница

**12 150 руб.**

**Оптовая цена**

**11 745 руб.**



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

## Описание

### Подставка для ГП-40 МО (740 × 562 × 532 мм)

Подставка для ГП-40 МО предназначена для устойчивой установки стерилизаторов модели ГП-40 МО. Конструкция обеспечивает надёжную опору, повышает эргономику работы и облегчает доступ к устройству.

Изготовлена из металлического профиля с порошковой окраской, которая защищает от коррозии, воздействия моющих средств и механических повреждений. Каркас подставки обладает высокой прочностью и износостойкостью, что делает её пригодной для длительной эксплуатации в медицинских учреждениях.

Оптимальные габариты (740 × 562 × 532 мм) позволяют разместить подставку даже в условиях ограниченного пространства.

### Материалы и покрытие

Каркас выполнен из металлического профиля с надёжным порошковым покрытием. Такое исполнение защищает изделие от влаги, химических веществ и износа при ежедневной эксплуатации.

### Габаритные размеры

| Параметр | Значение                                     |
|----------|----------------------------------------------|
| Ширина   | 740 мм                                       |
| Глубина  | 562 мм                                       |
| Высота   | 532 мм                                       |
| Материал | Металлический профиль с порошковым покрытием |

## Преимущества

Подставки для ГП-40 МО обеспечивают устойчивое и безопасное размещение стерилизаторов в условиях медицинских учреждений. Они разработаны с учётом специфики эксплуатации и требований к эргономике рабочего пространства:

- Прочная металлическая конструкция — надёжная опора для стерилизатора ГП-40 МО даже при полной загрузке.
- Устойчивость и виброустойчивость — исключает смещение и раскачивание стерилизатора во время работы.
- Оптимальная высота размещения — обеспечивает удобный доступ к камере без необходимости наклоняться или подниматься.
- Антикоррозийное покрытие — длительная защита от влаги, моющих средств и химических реагентов.
- Компактные габариты — легко вписываются в ограниченное пространство процедурных и стерилизационных кабинетов.
- Ножки с регулируемой высотой — возможность точной установки на неровном полу.
- Соответствие санитарно-гигиеническим требованиям — поверхность легко очищается и

дезинфицируется.

- Совместимость с другими моделями стерилизаторов — универсальное решение для оснащения стерилизационной зоны.

Подставки для ГП-40 МО повышают удобство эксплуатации и безопасность работы со стерилизаторами, способствуя рациональной организации рабочего пространства.

## Характеристики

| Параметр:           | Показатель:                                 |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Бренд               | Касимовский приборный завод                 |
| Страна бренда       | Россия                                      |
| Отрасли             | Здравоохранение, Для отделения стерилизации |
| Габариты, мм        | 740 × 562 × 532                             |
| Вес в упаковке, кг  | 15                                          |
| Страна производства | Россия                                      |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.