

Подставка для стерилизатора СКТБ СПУ ГП-10

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. 3000.1



Ваша цена

Розница

17 490 руб.

Оптовая цена

16 907 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Подставка для стерилизатора ГП-10 СПУ

Подставка предназначена для удобного расположения прибора [стерилизатора воздушного ГП-10 СПУ](#) в помещениях. Она совместима со стерилизаторами моделей «Бюджетный» и «Стандарт».

Изделие состоит из основания, ножек и полки. Все поверхности допускаются к дезинфекции, что обеспечивает удобство ухода и поддержания гигиеничности в лечебных учреждениях.

Особенности

- Совместимость со стерилизаторами воздушными ГП-10 СПУ моделей «Бюджетный» и «Стандарт»
- Состоит из основания, ножек и полки
- Поверхности допускаются к дезинфекции
- Удобство размещения прибора в помещениях

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Материал	Металл/порошковое покрытие
Конструкция	Основание, ножки, полка
Совместимость	Стерилизаторы ГП-10 СПУ моделей «Бюджетный» и «Стандарт»
Дезинфицируемые поверхности	Да

Преимущества

- Обеспечивает удобное и стабильное размещение стерилизатора ГП-10 СПУ
- Совместима с моделями «Бюджетный» и «Стандарт»
- Прочные материалы и надежная конструкция
- Все поверхности допускаются к дезинфекции
- Удобство эксплуатации в лечебных и лабораторных помещениях
- Компактные размеры для экономии пространства

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

3000.1

Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	120 × 50 × 40
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.