

Подставка для стерилизатора СКТБ СПУ ГП-20

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. 3001.1



Ваша цена

Розница

17 490 руб.

Оптовая цена

16 907 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Подставка для стерилизатора СПУ ГП-20

Подставка предназначена для удобного размещения прибора [стерилизатора воздушного СПУ & nbsp; ГП-20](#) и повышает эффективность использования площади помещения. Она совместима со стерилизаторами моделей «Бюджетный» и «Стандарт» соответствующей вместимости.

Изделие состоит из основания, устойчивых ножек и полки, все поверхности допускаются к дезинфекции, что обеспечивает удобство эксплуатации и поддержание гигиены в лечебных и лабораторных помещениях.

Особенности

- Совместимость со стерилизаторами воздушными СПУ ГП-20 моделей «Бюджетный», «Стандарт» и «Стандарт плюс»
- Прочная конструкция с основанием, ножками и полкой
- Поверхности допускаются к дезинфекции
- Удобство размещения прибора и экономия пространства

Преимущества

- Стабильное и безопасное размещение стерилизатора СПУ ГП-20
- Прочная и долговечная конструкция из нержавеющей стали
- Все поверхности легко дезинфицируются
- Компактное размещение в помещении
- Возможность организации хранения аксессуаров на полке

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

3001.1

Бренд

Смоленское СКТБ СПУ

Страна бренда

Россия

Габариты, мм

641 × 327 × 751,5

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.