

Подставка для стерилизационных коробок ДЗМО ПСК

Воздушные стерилизаторы (сухожары)



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Подставка для стерилизационных коробок ДЗМО ПСК

Подставка для стерилизационных коробок (биксов) ПСК «ДЗМО» предназначена для удобного и безопасного размещения стерилизационных коробок в операционных, перевязочных и других стерильных зонах медицинских учреждений. Конструкция обеспечивает устойчивое положение биксов и удобство работы медицинского персонала в процессе подготовки и проведения процедур.

Подставка выполнена в разборном исполнении и состоит из сварного основания и платформы для размещения стерилизационных коробок. Каркас основания изготовлен из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к регулярной дезинфекции и интенсивной эксплуатации.

Платформа выполнена из нержавеющей труб и предусматривает возможность регулировки длины, что обеспечивает установку и надёжную фиксацию стерилизационных коробок различных размеров. Рычажный механизм с ножной педалью позволяет открывать и закрывать крышку бикса без использования рук, сохраняя стерильность рабочего процесса.

Особенности

- Разборная конструкция для удобства хранения и транспортировки.
- Сварное основание из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к дезинфекции.
- Платформа из нержавеющей труб, устойчивых к частой санитарной обработке.
- Регулируемая длина платформы для размещения биксов разных размеров.
- Совместимость с круглыми стерилизационными коробками диаметром от 160 до 360 мм.
- Совместимость с прямоугольными биксами шириной от 160 до 360 мм и длиной до 600 мм.
- Поддержка коробок высотой от 100 до 270 мм.
- Рычажное устройство с ножной педалью для открывания крышки без контакта руками.
- Держатели с зажимными винтами для надёжной фиксации биксов.
- Пятилучевое основание с 5 опорными ножками для устойчивости конструкции.
- Пластиковые заглушки на опорах для защиты напольного покрытия.
- Соответствие требованиям ГОСТ и технической документации.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Диаметр основания	723 мм
Высота	1165 мм
Средний срок службы	5 лет
Гарантийный срок	12 мес.

Преимущества

- Обеспечивает удобное и безопасное размещение стерилизационных коробок (биксов)

- в операционных и перевязочных кабинетах.
- Разборная конструкция облегчает транспортировку, хранение и сборку изделия.
 - Сварное основание из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием обеспечивает высокую прочность и устойчивость к дезинфицирующим средствам.
 - Платформа из нержавеющей труб устойчива к коррозии и регулярной санитарной обработке.
 - Регулируемая длина платформы позволяет фиксировать стерилизационные коробки различных типоразмеров.
 - Подходит для круглых, прямоугольных и высоких биксов в широком диапазоне размеров.
 - Рычажный механизм с ножной педалью позволяет открывать и закрывать крышку бикса без контакта руками, сохраняя стерильность.
 - Держатели с зажимными винтами обеспечивают надёжную фиксацию стерилизационных коробок на платформе.
 - Пятилучевое основание с пятью опорными ножками повышает устойчивость конструкции при эксплуатации.
 - Пластиковые заглушки на опорах предотвращают повреждение напольных покрытий.
 - Оптимизирует рабочий процесс медицинского персонала за счёт эргономичной организации доступа к стерильным материалам.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ДЗМО
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Вес, кг	5.7
Вес в упаковке, кг	7.2
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.