

Подставка для сушильного шкафа СКТБ СПУ ШС-80-01

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. 2001.1



Ваша цена

Розница

10 389 руб.

Оптовая цена

10 292 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

Описание

Подставка для сушильного шкафа СКТБ СПУ ШС-80-01

Подставка предназначена для установки сушильного шкафа СКТБ СПУ ШС-80-01, обеспечивая устойчивость и эргономичное расположение оборудования на рабочем месте. Использование подставки повышает удобство эксплуатации, облегчает доступ к шкафу и обеспечивает безопасные условия работы в лабораториях и производственных помещениях.

Особенности

- Обеспечивает устойчивое и безопасное размещение шкафа ШС-80-01
- Простота установки и демонтажа
- Эргономичный дизайн для удобного доступа к шкафу
- Прочный металлический каркас с долговечным покрытием
- Соответствие требованиям безопасности лабораторного оборудования

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	2001.1
Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	447 × 687 × 751
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.