

Подставка для термостата СКТБ СПУ ТС-1/20

Стойки и подставки для термостатов

Арт. 1003.1



Ваша цена

Розница

17 490 руб.

Оптовая цена

16 907 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

Описание

Подставка для термостата СКТБ СПУ ТС-1/20

Подставка предназначена для использования с [Суховоздушным термостатом СКТБ СПУ ТС−1/20](#). Конструкция состоит из основания, ножек и полки, обеспечивая устойчивое размещение термостата и удобный доступ к камере.

Поверхности подставки допускаются к дезинфекции, изготовлены из коррозионностойкого материала, что обеспечивает долговечность и сохранение эстетического вида при эксплуатации в лабораторных условиях.

Подставка упрощает организацию рабочего пространства, повышает безопасность при работе с термостатом и обеспечивает оптимальные условия для равномерного прогрева содержимого камеры.

Особенности

- Совместимость с [термостатом СКТБ СПУ ТС-1/20](#)
- Конструкция состоит из основания, ножек и полки
- Коррозионностойкий материал
- Поверхности допускаются к дезинфекции
- Обеспечивает устойчивое и безопасное размещение термостата
- Удобство организации рабочего пространства в лаборатории

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1003.1
Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	317 × 367 × 751,5
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются

справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.