

Подставка для термостата СКТБ СПУ ТС-1/80

Стойки и подставки для термостатов

Арт. 1001.1



Ваша цена

Розница

10 389 руб.

Оптовая цена

10 292 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Подставка под суховоздушный термостат ТС-1/80

Подставка предназначена для удобного расположения прибора (термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ) в помещениях.

Особенности подставки:

- Изделие может быть выполнено с лакокрасочным покрытием и из нержавеющей стали.
- Подставка состоит из основания, ножек и полки.
- Поверхности изделия допускаются к дезинфекции.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1001.1
Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Габариты, мм	467×517×751,5
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.