

Подставка настольная для облучателя-рециркулятора Defender compact

Стойки, подставки и фильтры к рециркуляторам



Ваша цена

Розница

496 руб.

Оптовая цена

486 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

- Подходит для рециркуляторов: Defender

Описание

Настольная подставка для ТАГЛЕР Defender 1-15C и 2-15C

Настольная подставка предназначена для удобной установки облучателей-рециркуляторов ТАГЛЕР Defender 1-15C и 2-15C на горизонтальные поверхности. Она обеспечивает устойчивое положение прибора и улучшает эффективность обеззараживания воздуха в зоне установки.

Ключевые особенности

- Совместимость: Defender 1-15C и Defender 2-15C.
- Материал: органическое стекло толщиной 2 мм.
- Компактные габариты — легко размещается на столе, полке, ресепшене или в медицинской зоне.
- Обеспечивает горизонтальное размещение прибора для равномерной циркуляции воздуха.
- Прозрачный корпус — минимальное визуальное воздействие на интерьер.

Преимущества настольной установки

Использование подставки позволяет применять облучатели-рециркуляторы даже в помещениях с ограниченной площадью и без возможности настенного монтажа. Это особенно актуально для медицинских кабинетов, регистратур, лабораторий, офисов и дома.

Готовое решение

- Не требует сборки или крепежа.
- Лёгкая, прочная, устойчивая к дезинфекции.
- Оптимальна для временной и постоянной установки приборов.

Преимущества

- Обеспечивает устойчивое и надёжное горизонтальное размещение рециркуляторов для максимальной эффективности обеззараживания.
- Компактный размер подходит для любых рабочих поверхностей — столов, полок, ресепшенов.
- Выполнена из прочного прозрачного органического стекла толщиной 2 мм — легко очищается и дезинфицируется.
- Минималистичный дизайн практически не заметен в интерьере, не затрудняет обзор и не занимает лишнего места.
- Позволяет использовать облучатели в помещениях без возможности настенного крепления.
- Лёгкая конструкция облегчает переноску и смену расположения рециркулятора по необходимости.
- Не требует дополнительного монтажа — готова к использованию сразу после установки.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	ТАГЛЕР
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для дома
Подходит для рециркуляторов	Defender
Габариты, мм	350 × 200 × 85

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.