


Полка для воздушного стерилизатора ГП-10 МО

Воздушные стерилизаторы (сухожары)



Ваша цена

Розница

1 050 руб.

Оптовая цена

1 015 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Полка к воздушному стерилизатору ГП-10 МО

Дополнительная полка для популярного [воздушного стерилизатора ГП-10 МО](#) позволяет увеличить количество одновременно стерилизуемого инструмента без потери качества обработки. Поставляется в комплекте с направляющими для установки.

В стандартную комплектацию стерилизатора входят 2 полки. Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха и гарантированной стерилизации медицинских изделий рекомендуется использовать не более 4 полок одновременно.

Физически возможно установить до 6 полок, однако при этом циркуляция воздуха внутри стерилизационной камеры может быть затруднена, что снижает эффективность стерилизации.

Преимущества

Полки для ГП-10 МО обеспечивают удобство, безопасность и эффективность эксплуатации воздушных стерилизаторов, предлагая ряд ключевых преимуществ:

- Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали — устойчивы к коррозии и многократной стерилизации.
- Оптимально подобраны по размеру — идеально подходят для установки в стерилизаторы ГП-10 МО без дополнительной адаптации.
- Обеспечивают равномерное распределение воздуха — способствуют равномерной стерилизации инструментов.
- Высокая термостойкость — сохраняют форму и функциональность даже при длительном воздействии высоких температур до 200 °C и выше.
- Удобство загрузки и извлечения инструментов — эргономичная конструкция упрощает работу персонала.
- Лёгкость в обслуживании — гладкая поверхность облегчает мойку и дезинфекцию.
- Продлевают срок службы стерилизатора — предотвращают перегрузку и повреждение камеры.
- Совместимы с медицинскими лотками, контейнерами и упаковкой — универсальность использования в различных сценариях.

Полки для ГП-10 МО — это практичное решение для оптимизации процессов стерилизации, соответствующее современным требованиям медицинских учреждений.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для отделения стерилизации
Габариты, мм	187 × 212
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.