


Полка дополнительная для СКТБ СПУ ГП-80

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. 3015



Ваша цена

Розница

2 550 руб.

Оптовая цена

2 465 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Полка дополнительная для СКТБ СПУ ГП-80

Дополнительная полка предназначена для размещения [воздушного стерилизатора СКТБ СПУ ГП ГП-80](#) и обеспечивает удобное расположение аппарата, а также эффективное использование рабочего пространства в медицинских учреждениях. Изготовлена из прочных материалов, что гарантирует надежность и долговечность эксплуатации.

Конструкция полки позволяет легко обслуживать стерилизатор, обеспечивать безопасное подключение к электросети и содержать поверхность в чистоте, что важно для соблюдения санитарно-гигиенических норм и процедур дезинфекции. Полка совместима с моделью СКТБ СПУ ГП-80 и соответствует требованиям эргономики и безопасности.

Особенности

- Специально разработана для воздушного стерилизатора СКТБ СПУ ГП-80
- Обеспечивает удобное и устойчивое расположение аппарата
- Прочная и долговечная конструкция
- Удобство при обслуживании и подключении к электросети
- Оптимизация рабочего пространства в кабинете или лаборатории
- Соответствие эргономическим и безопасным стандартам
- Легкость дезинфекции и содержания в чистоте

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	3015
Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.