

Портативный биохимический анализатор крови EasyTouch GC (глюкозы и холестерина)

Гематологические анализаторы



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Портативный биохимический анализатор крови Biopitik EasyTouch GC

Портативный биохимический анализатор крови Biopitik EasyTouch GC – это современный медицинский прибор для высокоточного количественного измерения уровня глюкозы и холестерина в капиллярной цельной крови. Аппарат работает на базе надежного электрохимического метода, что обеспечивает высокую скорость обработки данных и достоверность результатов, необходимую для принятия клинических решений. Благодаря наличию регистрационного удостоверения Росздравнадзора, система полностью легитимна для применения в лечебно-профилактических учреждениях: поликлиниках, кабинетах эндокринолога и терапевта, а также в домашних условиях для персонального мониторинга.

Анализатор отличается продуманной эргономикой и компактностью, позволяя специалисту или пациенту легко удерживать прибор в одной руке. Данные тестирования выводятся на крупный высококонтрастный ЖК-дисплей с указанием даты, времени и маркера анализируемого параметра. Наличие встроенного блока памяти позволяет вести длительное динамическое наблюдение за состоянием углеводного и липидного обмена, что крайне важно для своевременной коррекции терапии.

Конструктивные особенности

- Интегрированный слот для кодовых пластин, обеспечивающий точную калибровку аппарата под конкретный измеряемый показатель.
- Энергонезависимая память с возможностью сохранения 200 результатов по уровню глюкозы и 100 результатов по холестерину.
- Простое двухкнопочное управление для оперативной навигации по сохраненным данным и настройке системного времени.
- Автономное питание от двух стандартных элементов типа AAA, ресурса которых достаточно для проведения около 1 000 измерений.
- Специализированные контактные полосы на реагентах и контрольное поле для безошибочного нанесения капли крови.

Комплект поставки

- Анализатор крови Biopitik EasyTouch GC – 1 шт.
- Тест-полоски на глюкозу – 10 шт.
- Тест-полоски на холестерин – 2 шт.
- Автопрокалыватель – 1 шт.
- Стерильные ланцеты – 25 шт.
- Проверочная полоска – 1 шт.
- Батарейки типа AAA – 2 шт.
- Чехол – 1 шт.
- Дневник самоконтроля – 1 шт.
- Паспорт изделия – 1 шт.

Технические характеристики

Измеряемые показатели	Глюкоза, холестерин
Тип исследуемого образца	Капиллярная кровь из пальца

Метод измерения	Электрохимический
Дисплей	ЖК-дисплей, 35 × 45 мм
Материал корпуса	Пластик
Время определения (глюкоза)	6 с
Время определения (холестерин)	150 с
Средний срок службы	5 лет
Гарантия производителя	12 месяцев

Преимущества

- Возможность измерения сразу двух ключевых маркеров (глюкоза и холестерин) с помощью одного компактного устройства.
- Высокая читаемость результатов и интуитивно понятный процесс замеров благодаря крупным символам на дисплее.
- Исключение аппаратных погрешностей благодаря жесткой привязке к оригинальным тест-полоскам EasyTouch.
- Готовность прибора к немедленной эксплуатации из коробки за счет расширенной комплектации, включающей ланцеты, прокалыватель и стартовый набор полосок.
- Легитимное применение в рамках официальной медицинской практики (имеется РУ Росздравнадзора).
- Удобная организация хранения и безопасная транспортировка всего комплекта в фирменном чехле на молнии.
- Экономичность обслуживания за счет использования доступных и распространенных батареек стандарта AAA.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Биоптик
Страна бренда	Тайвань
Отрасли	Для исследований крови
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010017300.pdf
Габариты, мм	88×64×22
Вес, кг	0.059
Страна производства	Тайвань

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.