

Промывающий раствор URIT D22 для обслуживания анализатора мочи UriLit (флакон 1000 мл)

Анализаторы мочи



URIT Since 1994
Better Health For All

Под заказ

Описание

Промывающий раствор URIT D22 для обслуживания анализатора мочи UriLit

Промывающий раствор URIT D22 — ферментативный чистящий раствор, предназначенный для обслуживания автоматических анализаторов мочи. Используется для жёсткой очистки проточной системы анализатора и устранения перекрёстного загрязнения в процессе проведения исследований мочи.

Раствор применяется в качестве чистящего средства для глубокой промывки проточной системы. Его использование позволяет удалять загрязнения из элементов системы, возникающие при последовательном выполнении исследований.

URIT D22 полностью готов к применению и не требует предварительного разведения или дополнительной подготовки. Раствор поставляется в пластиковом флаконе объёмом 1 000 мл.

Промывающий раствор URIT D22 совместим с [анализатором мочи URIT UriLit 1600](#) и другими анализаторами линейки UriLit. Точную совместимость с конкретной моделью рекомендуется определять в соответствии с инструкцией по применению анализатора. После вскрытия раствор сохраняет стабильность в течение 60 дней.

Назначение

- Жёсткая очистка проточной системы автоматических анализаторов мочи.
- Удаление загрязнений из элементов проточной системы.
- Устранение перекрёстного загрязнения в процессе исследования мочи.
- Обслуживание и очистка автоматических анализаторов мочи линейки UriLit.

Особенности

- Ферментативный промывающий раствор для очистки проточной системы.
- Предназначен для жёсткой очистки анализатора.
- Способствует устранению перекрёстного загрязнения при последовательном проведении исследований.
- Полностью готов к применению.
- Не требует предварительного разведения.
- Поставляется в пластиковом флаконе объёмом 1 000 мл.
- Может применяться с другими анализаторами линейки UriLit в соответствии с инструкцией конкретной модели.
- После вскрытия раствор сохраняет стабильность в течение 60 дней.

Состав

- Стабилизатор.
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ).
- Буферный раствор.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
----------------	----------

