

Проточная кювета Awareness Technology Mosquito для Stat Fax 1904+

Биохимические анализаторы



Не поставляется

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Проточная кювета Awareness Technology Mosquito к анализатору Stat Fax 1904+

Позволяет повысить производительность и сократить расход реактивов при работе. Минимальный объём пробы составляет 250 мкл. Объём камеры проточной кюветы: 33 мкл.

В комплект приставки Mosquito входит: штуцер для подсоединения к проточной кювете со всеми соединениями, основной блок, включающий вакуумный насос с электронным управлением, клапан, порт интерфейса, бутыл для отходов на 500 мл с датчиком наполнения и все кабели.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2010/07669 от 15.03.2011.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Awareness Technology
Страна бренда	США
Отрасли	Здравоохранение
Страна производства	США

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.