

## Прямоугольный фланелевый электрод АЗГАР 60×80 мм

Электротерапия



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

## Описание

### Прямоугольный фланелевый электрод АЗГАР 60 × 80 мм

Прямоугольный фланелевый электрод АЗГАР 60 × 80 мм — токопроводящий электрод для использования в физиотерапии при проведении процедур гальванизации, электрофореза, а также при работе с импульсными токами.

Основу электрода составляет 6 слоёв фланелевой ткани. Фланель хорошо впитывает и удерживает влагу, что необходимо для равномерного распределения тока и комфортного контакта электрода с кожей.

Под верхним слоем фланели расположен токораспределительный элемент — углеродная (графитизированная) ткань. Она обеспечивает равномерное распределение тока по площади электрода.

В центральной части электрода предусмотрена прорезь-карман. В неё помещают токоотвод для соединения электрода с проводами физиотерапевтического аппарата.

Электрод предназначен для многоразового применения и подходит к физиотерапевтическим аппаратам РЕФТОН-01-А, РЕФТОН-01-П, РЕФТОН-01-АИ и РЕФТОН-01-РФТЛС.

### Конструкция

- Основа электрода — 6 слоёв фланелевой ткани.
- Фланелевая ткань хорошо впитывает и удерживает влагу.
- Токораспределительный элемент — углеродная (графитизированная) ткань.
- Токораспределительный элемент расположен под верхним слоем фланели.
- В центре электрода предусмотрена прорезь-карман для размещения токоотвода.
- Карман предназначен для соединения электрода с проводами физиотерапевтического аппарата.

### Совместимость

Электрод подходит к физиотерапевтическим аппаратам:

- РЕФТОН-01-А.
- РЕФТОН-01-П.
- РЕФТОН-01-АИ.
- РЕФТОН-01-РФТЛС.

### Технические характеристики

| Характеристика                    | Значение                             |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Назначение                        | Физиотерапия                         |
| Размер                            | 60 × 80 мм                           |
| Основная ткань                    | Фланель                              |
| Количество слоёв фланелевой ткани | 6                                    |
| Токораспределительный элемент     | Углеродная (графитизированная) ткань |
| Соединение с токопроводом         | Карман                               |

## Преимущества

- Фланелевая основа из 6 слоёв ткани хорошо впитывает и удерживает влагу.
- Углеродная (графитизированная) ткань обеспечивает равномерное распределение тока по площади электрода.
- Конструкция электрода обеспечивает равномерный контакт с кожей.
- Прямоугольная форма и размер 60 × 80 мм позволяют использовать электрод на более крупной области воздействия.
- Прорезь-карман в центральной части электрода предназначена для удобного размещения токоотвода.
- Карман обеспечивает соединение электрода с проводами физиотерапевтического аппарата.
- Многоразовое исполнение позволяет использовать электрод при проведении повторных физиотерапевтических процедур.
- Совместимость с физиотерапевтическими аппаратами РЕФТОН-01-А, РЕФТОН-01-П, РЕФТОН-01-АИ и РЕФТОН-01-РФТЛС.

## Характеристики

| Параметр:           | Показатель:  |
|---------------------|--------------|
| Бренд               | АЗГАР        |
| Страна бренда       | Россия       |
| Отрасли             | Реабилитация |
| Габариты, мм        | 60×80        |
| Страна производства | Россия       |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.