

Секционная манжета-рукав к пневмомассажеру Аквита Лимфа-Э-1 (7 секций)

Прессотерапия и лимфодренаж



 **АКВИТА**

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Секционная манжета «Рукав» Аквита Лимфа-Э (7 секций)

Многосекционная компрессионная манжета для верхних конечностей Аквита Лимфа-Э (модификация «Рукав», 7 секций) является специализированным комплектующим для профессиональных медицинских аппаратов прессотерапии. Изделие предназначено для совместной работы с базовым пневмомассажером Аквита Лимфа-Э-1, а также полностью совместимо с моделями Лимфа-Э-2 и Лимфа-Э-3. Манжета применяется для проведения аппаратного лимфодренажа в медицинских клиниках, реабилитационных центрах и в домашних условиях.

Терапевтическое воздействие манжеты основано на последовательном или одновременном нагнетании сжатого воздуха в семь независимых секций. Особую клиническую ценность пневмомассаж верхних конечностей представляет в онкологической реабилитации — для купирования и профилактики лимфатических отеков (лимфостаза) после перенесенной мастэктомии. Процедура эффективно стимулирует отток лимфы, ускоряет выведение интерстициальной жидкости, снижает давление в сосудах руки и повышает клеточный метаболизм.

Манжета оснащена встроенной системой застежек типа «молния», которая позволяет регулировать внутренний объем в трех размерах для достижения оптимального обжатия тканей. При нестандартных антропометрических данных пациента производитель предусматривает возможность индивидуального пошива изделия.

Противопоказания: острые воспалительные процессы в венах (флебиты, тромбофлебиты) верхних конечностей, а также временные локальные воспаления на коже (рожистое воспаление, гнойничковые процессы) в зоне наложения манжеты.

Конструктивные особенности

- Семисекционная структура пневматических камер обеспечивает высокую физиологичность процедуры и плавность компрессионной волны.
- Специальное «черепичное» наложение секций друг на друга гарантирует равномерное распределение давления по всей длине руки, исключая провалы и эффект жгута.
- Конструкция включает отдельные внутренние камеры, что позволяет заменять только поврежденный сегмент без необходимости покупки новой манжеты.
- Встроенные застежки-молнии обеспечивают быструю регулировку охвата манжеты в зоне плеча в трех доступных размерах (420, 520 и 620 мм).
- Внутренние пневмокамеры изготовлены из прочного нейлона с полиуретановым покрытием для надежного удержания давления и защиты от разрывов.
- Внешний чехол выполнен из износостойкой и тактильно приятной полиэфирнохлопковой ткани, устойчивой к регулярной эксплуатации.

Технические характеристики

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Тип изделия	Манжета для верхних конечностей («Рукав»)
Совместимость с аппаратами	Аквита Лимфа-Э-1, Лимфа-Э-2, Лимфа-Э-3
Количество секций (камер)	7
«Черепичное» наложение камер	Наличие

Раздельные заменяемые камеры	Наличие
Регулировка охвата манжеты	3 размера (застежками типа «молния»)
Максимальный охват в зоне плеча	420 / 520 / 620 мм
Общая длина манжеты	850 мм
Материал пневматических камер	Нейлон с полиуретановым покрытием
Материал внешнего чехла	Ткань полиэфирнохлопковая
Возможность индивидуального пошива	Наличие
Гарантия изготовителя	1 год

Преимущества

- Доказанная терапевтическая эффективность в лечении постмастэктомического отека и других сложных лимфостазов верхних конечностей.
- Высокая надежность и ремонтпригодность изделия благодаря системе раздельных заменяемых пневмокамер.
- Отсутствие «слепых зон» и провалов компрессии во время сеанса за счет инновационного черепичного перекрытия секций.
- Универсальность в применении благодаря возможности трехступенчатой адаптации размера под анатомические особенности разных пациентов.
- Долговечность материалов: устойчивые к давлению нейлоновые камеры и прочный полиэфирнохлопковый внешний чехол.
- Снижение эксплуатационных издержек медицинского учреждения за счет локальной замены отдельных секций при их износе.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Аквита
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация, Эстетическая медицина
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.