

Секционная манжета-сапог к пневмомассажеру Аквита Лимфа-Э-1 (7 секций)

Прессотерапия



 **АКВИТА**

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Секционная манжета «Сапог» Аквита Лимфа-Э (7 секций)

Многосекционная компрессионная манжета для нижних конечностей Аквита Лимфа-Э (модификация «Сапог», 7 секций) является оригинальным комплектующим для профессиональных медицинских аппаратов прессотерапии, в частности для [пневмомассажера Аквита Лимфа-Э-1](#) (а также совместима с моделями Лимфа-Э-2 и Лимфа-Э-3). Изделие предназначено для проведения высокоэффективных аппаратных процедур прессотерапии и лимфодренажа в условиях клиник, санаториев, реабилитационных центров, а также для домашнего использования.

Конструкция из семи независимых камер позволяет аппарату формировать сложную, максимально физиологичную «бегущую волну» компрессии. Это обеспечивает направленный отток лимфы от периферии к центру, глубокую стимуляцию венозного кровообращения, ускорение выведения продуктов клеточного метаболизма и снятие внутрисосудистого давления в ногах. Манжета активно применяется для лечения лимфедемы, реабилитации после мастэктомии, профилактики тромбозов и восстановления спортсменов после сверхнагрузок.

Специальная система застежек типа «молния» позволяет регулировать охват манжеты в трех различных положениях, обеспечивая идеальное прилегание и оптимальное стартовое обжатие тканей у пациентов разной комплекции. Производителем предусмотрена возможность индивидуального пошива манжет при нестандартных анатомических параметрах.

Противопоказания: острые воспалительные процессы в венах (флебиты, тромбофлебиты) и локальные кожные воспаления (рожистые воспаления, гнойничковые процессы) в зоне наложения.

Конструктивные особенности

- Семисекционная структура обеспечивает высокую детализацию и физиологичность массажной волны при проведении лимфодренажа.
- «Черепичное» наложение пневматических камер исключает появление «слепых зон» и гарантирует равномерное распределение давления по всей длине конечности без провалов.
- Раздельные и легко заменяемые внутренние камеры значительно повышают ремонтопригодность изделия и снижают затраты на обслуживание.
- Встроенная система застежек на молниях позволяет быстро регулировать охват бедра в трех размерах (620, 720 и 820 мм) для плотного прилегания к ноге.
- Внутренние камеры выполнены из прочного износостойкого нейлона с полиуретановым покрытием, надежно удерживающим заданное давление.
- Внешний чехол изготовлен из гипоаллергенной полиэфирахлопковой ткани, обеспечивающей комфортный контакт с кожей пациента.

Технические характеристики

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Тип изделия	Манжета для нижних конечностей («Сапог»)
Совместимость с аппаратами	Аквита Лимфа-Э-1, Лимфа-Э-2, Лимфа-Э-3
Количество секций (камер)	7
«Черепичное» наложение камер	Наличие
Раздельные заменяемые камеры	Наличие

- Регулировка охвата манжеты 3 размера (застежками типа «молния»)
- Максимальный охват в зоне бедра 620 / 720 / 820 мм
- Общая длина манжеты 1 150 мм (рабочая зона 820 мм)
- Материал пневматических камер Нейлон с полиуретановым покрытием
- Материал внешнего чехла Ткань полиэфирнохлопковая
- Возможность индивидуального пошива Наличие

Преимущества

- Высокая терапевтическая эффективность благодаря 7-секционной конструкции, точно имитирующей ручной лимфодренажный массаж.
- Отсутствие «эффекта жгута» и провалов давления за счет инновационного черепичного перекрытия камер.
- Универсальность применения благодаря трехступенчатой регулировке полноты манжеты встроенными молниями.
- Высокая надежность и долговечность благодаря использованию армированного нейлона с полиуретаном.
- Снижение эксплуатационных расходов клиники за счет возможности локальной замены отдельных камер без покупки новой манжеты целиком.
- Гипоаллергенный внешний чехол, пригодный для регулярной санитарной обработки.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Аквита
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация, Эстетическая медицина
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.