

Шейкер-инкубатор Awareness Technology Stat Fax 2200

ИФА и ИФХЛ



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Инкубатор-шейкер Awareness Technology Stat Fax 2200

Автономный инкубатор-шейкер для планшет Awareness Technology Stat Fax 2200 компактен и прост в использовании. Вмещает два стандартных 96-луночных планшета или стрипы с лунками с круглым или плоским дном.

Оснащён крышкой для защиты от пыли и света.

Подогреваемое алюминиевое основание инкубатора обеспечивает диапазон от комнатной температуры до 40 °C (точность 0,1 °C, колебания температуры внутри инкубатора с закрытой крышкой составляет менее 4 °C). Время нагрева до заданной температуры: не более 15 минут (отображается на дисплее).

8 режимов встряхивания (от 575 до 1500 об/мин).

Таймер можно установить на время от 1 секунды до 99 мин 59 секунд (интервал 1 с).

Преимущества

- Простой в использовании.
- Контроль температуры и скорости перемешивания.
- 8 режимов встряхивания.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Awareness Technology

Страна бренда

США

Отрасли

Здравоохранение

Габариты, мм

430×370×180

Вес, кг

3.3

Страна производства

США

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.