

Система предварительной очистки воды Ливам COB-1

Системы очистки воды



Ваша цена

Розница

14 252 руб.

Оптовая цена

13 890 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Система предварительной очистки воды Ливам COB-1

Система очистки исходной воды для дистилляции COB-1 — устройство, предназначенное для подготовки исходной воды, подаваемой на аквадистилляторы, бидистилляторы и установки получения воды деионизированной (УПВД), подключённые к общей системе водоснабжения.

Содержание в воде механических примесей, органических соединений, а также высокая жёсткость отрицательно влияют на долговечность аквадистилляторов и установок получения воды деионизированной. При использовании COB-1 увеличивается ресурс оборудования и улучшается качество получаемого дистиллята.

Очистка воды осуществляется за счёт прохождения под напором через последовательно установленные фильтры:

- первая ступень — фильтр механической очистки, удаляющий частицы ржавчины, песка и механической взвеси размером от 10 мкм и более;
- вторая ступень — фильтр тонкой очистки на основе активированного угля, удаляющий хлор, органические соединения и пестициды с размером частиц от 5 мкм.

Комплект поставки включает систему COB-1, паспорт и руководство по эксплуатации, гибкую подводку гайка/гайка G1/2 длиной 100 см для подвода водопроводной воды, муфту 1/2 и ключ для откручивания корпусов.

COB-1 может применяться со следующим оборудованием: АЭ−4, АЭ−5, АЭ−10, АЭ−15, АЭ−25, АЭ−4/8, АЭ−10/20, БЭ−2, БЭ−4, БЭ−8, УПВД−5 и др.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность при температуре исходной воды 20 ± 2 °С и давлении в водопроводной сети 0,1 МПа, $\text{дм}^3/\text{ч}$, не менее	250
Габариты (Д × Ш × В), мм	295 × 180 × 400
Масса, кг, не более	7

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест, шт.	1
Максимальная длина места, мм	280
Максимальная ширина места, мм	245
Максимальная высота места, мм	620
Максимальный вес места, кг	20,45
Общий вес, кг	20,45
Общий объём, м^3	0,042532

Преимущества

Система предварительной очистки воды Ливам COB-1 предлагает множество преимуществ, которые делают её незаменимым элементом для качественной подготовки воды перед дистилляцией и деионизацией:

- Эффективное удаление механических примесей размером от 10 мкм — защищает оборудование от загрязнений и продлевает срок службы.
- Фильтрация органических соединений, хлора и пестицидов — улучшает качество исходной воды и конечного продукта.
- Повышение ресурса аквадистилляторов и установок деионизации — снижает необходимость частого технического обслуживания.
- Удобство монтажа и эксплуатации — комплект поставки включает все необходимые элементы для подключения и обслуживания.
- Компактные габариты и небольшой вес — облегчает установку даже в ограниченных пространствах.
- Совместимость с широким спектром оборудования Ливам — универсальное решение для различных моделей аквадистилляторов и УПВД.
- Обеспечивает стабильное качество воды — важный фактор для лабораторных и медицинских процедур.
- Снижает риск выхода из строя дорогостоящего оборудования из-за загрязнения или повышения жёсткости воды.
- Использование качественных фильтрующих материалов — гарантирует надёжность и долговечность работы системы.
- Экологичная и безопасная технология очистки — не требует применения агрессивных химических реагентов.

Система Ливам COB-1 является эффективным и экономичным решением для обеспечения высокого качества воды в медицинских, лабораторных и промышленных условиях.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	295 × 180 × 400
Вес, кг	7
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.