

Сменная батарея для дефибрилляторов Mindray Beneheart серии C

Дефибрилляторы Арт. 115-065054-00

Ваша цена

Розница

27 992 руб.*

\$335

Оптовая цена

24 974 руб.

\$300

mindray

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

* ориентировочная цена на 02.10.2026, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 22 %



Описание

Сменная батарея для дефибрилляторов Mindray BeneHeart серии C

Сменная батарея для дефибрилляторов Mindray BeneHeart серии C предназначена для обеспечения автономной работы оборудования при проведении сердечно-лёгочной реанимации, мониторинга состояния пациента и экстренной дефибрилляции. Батарея является оригинальным источником питания для дефибрилляторов данной серии и обеспечивает стабильную работу устройства в любых условиях эксплуатации.

Неперезаряжаемая литиевая батарея отличается высокой энергоёмкостью и длительным сроком хранения. Она позволяет выполнять до 200 разрядов с максимальной энергией 360 Дж или до 300 разрядов с энергией 200 Дж без необходимости замены.

Продолжительный срок службы в режиме ожидания до 5 лет обеспечивает постоянную готовность дефибриллятора к использованию в экстренных ситуациях. Батарея полностью совместима со всеми дефибрилляторами Mindray BeneHeart серии C и подходит для оснащения медицинских учреждений, служб скорой медицинской помощи и аварийно-спасательных подразделений.

Особенности

- Оригинальная сменная батарея для дефибрилляторов Mindray BeneHeart серии C.
- Неперезаряжаемая батарея.
- Высокая энергоёмкость для продолжительной автономной работы.
- До 200 разрядов с энергией 360 Дж.
- До 300 разрядов с энергией 200 Дж.
- Срок службы в режиме ожидания до 5 лет.
- Поддержание постоянной готовности дефибриллятора к эксплуатации.
- Совместимость со всеми дефибрилляторами Mindray BeneHeart серии C.
- Быстрая замена без сложного технического обслуживания.

Преимущества

- Обеспечивает длительную автономную работу дефибриллятора без подключения к электросети.
- Поддерживает выполнение до 200 разрядов с максимальной энергией 360 Дж.
- Позволяет выполнить до 300 разрядов с энергией 200 Дж.
- Сохраняет работоспособность в режиме ожидания до 5 лет.
- Гарантирует постоянную готовность оборудования к экстренному применению.
- Полностью совместима со всеми дефибрилляторами Mindray BeneHeart серии C.
- Не требует регулярной подзарядки благодаря неперезаряжаемой конструкции.
- Подходит для оснащения автомобилей скорой медицинской помощи и реанимационных подразделений.
- Обеспечивает стабильное питание во время проведения дефибрилляции и мониторинга пациента.
- Быстро устанавливается и заменяется при необходимости.
- Высокая надёжность при длительном хранении.
- Снижает риск простоя оборудования из-за разряда источника питания.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	115-065054-00
Бренд	Mindray
Страна бренда	Китай
Отрасли	Для скорой помощи
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.