

Трубчатый электронагреватель для аквадистиллятора ЭМО ДЭ-25М. 2,5 кВт

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



Ваша цена

Розница

4 304 руб.

Оптовая цена

4 039 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

Описание

Электронагреватель для аквадистиллятора ДЭ-25М 2 500 Вт

Трубчатый электронагреватель трубчатый (ТЭН) для аквадистиллятора ДЭ-25М изготовлен из нержавеющей стали. Материал втулки — латунь. В комплект входят 2 гайки и 4 шайбы для электрического провода и прокладки для крепления к корпусу дистиллятора.

Артикул ИЮТЕ 681817.002

Резьба штуцеров: М14×1.5

Оболочка ТЭНа диаметром- 10 мм.

Резьба контактного стержня — М4.

Рабочая среда: вода.

Гайки и шайбы (по 2 шт.) для электрического провода в комплект поставки не входят!

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Электромедаборудование
Страна бренда	Россия
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	2 500
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.