

Внутрикорпусная тележка для доставки пищи в палату и сбора грязной посуды ДЗМО ТПП-1

Тележки внутрикорпусные



Ваша цена

Розница

42 593 руб.

Оптовая цена

35 391 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Внутрикорпусная тележка для доставки пищи в палату и сбора грязной посуды ДЗМО ТПП-1

Тележка ДЗМО ТПП-1 предназначена для внутрикорпусной транспортировки пищи и сбора грязной посуды в медицинских учреждениях. Конструкция обеспечивает удобную и безопасную доставку питания пациентам, включая лежачих больных, а также оптимизирует процессы внутрибольничного обслуживания.

Изделие выполнено на основе прочного стального каркаса с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Полки изготовлены из нержавеющей стали AISI304 толщиной 1 мм, что обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и долговечность эксплуатации. Бортики по периметру полок предотвращают случайное падение посуды и предметов во время транспортировки.

Тележка оснащена удобными боковыми ручками для управления, а также угловыми пластмассовыми бамперами, защищающими конструкцию от повреждений при столкновении со стенами и дверными проёмами. Четыре самоориентирующихся колеса обеспечивают плавное перемещение, при этом два колеса оснащены тормозами для надёжной фиксации.

Особенности

- Прочный стальной каркас с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к дезинфекции.
- Разборная конструкция для удобства транспортировки и хранения.
- Две съёмные полки из нержавеющей стали AISI304.
- Бортики высотой 30 мм по периметру полок для безопасной транспортировки посуды.
- Самоориентирующиеся колёса диаметром 125 мм для манёвренности.
- Два колеса с тормозным устройством для фиксации положения тележки.
- Удобные боковые ручки для управления и перемещения.
- Угловые бамперы для защиты от повреждений при ударах о стены.
- Высокая допустимая нагрузка до 150 кг.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Габаритные размеры панелей (полок), мм	855 × 555 × 30
Допускаемая нагрузка на тележку, кг	150

Преимущества

- Прочный стальной каркас с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к многократной обработке дезинфицирующими растворами.
- Две съёмные вместительные полки из нержавеющей стали AISI304 обеспечивают долговечность и гигиеничность эксплуатации.
- Бортики по периметру полок высотой 30 мм предотвращают падение посуды и медицинских принадлежностей.

- Разборная конструкция облегчает транспортировку, хранение и обслуживание тележки.
- Самоориентирующиеся колёса диаметром 125 мм обеспечивают лёгкость и манёвренность перемещения.
- Два колеса оснащены тормозами для надёжной фиксации тележки в рабочем положении.
- Удобные боковые ручки повышают эргономику управления и снижают нагрузку на персонал.
- Угловые защитные бамперы предотвращают повреждения при контакте со стенами и дверными проёмами.
- Высокая допустимая нагрузка до 150 кг позволяет использовать тележку для перевозки тяжёлых грузов и посуды.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ДЗМО
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Габариты, мм	977×676×893
Вес, кг	20.2
Вес в упаковке, кг	26
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.