

Воздушный термостат с охлаждением 5 Океанов ХТ-3/70М

Термостаты-инкубаторы



Ваша цена

Розница

130 864 руб.*

\$1,550

Оптовая цена

126 174 руб.

\$1,510



В наличии

* ориентировочная цена на 01.10.2026, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 22 %

- Дополнительный функционал: есть принудительная конвекция, есть система охлаждения
- Объем рабочей камеры, л: 180
- Диапазон температур, °C: +3...+70

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Описание

```
<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <h3>Воздушный термостат с охлаждением 5 Океанов ХТ-3/70М</h3>
    </div>
  </div>
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <p>Термостат воздушный типа ХТ предназначен для получения и поддержания внутри рабочей
камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических
и серологических исследований.</p>
      <p>Имеется регистрационное удостоверение &#8470; ИМ-7.98000 Минздрава РБ.</p>
      <p>Время непрерывного автоматического режима работы термостата — не менее 1000 ч.</p>
      <p><strong>Показатели надёжности:</strong></p>
      <ul>
        <li>Средний срок службы — не менее 7 лет.</li>
        <li>Среднее время восстановления — не более 4 ч.</li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>
```

Преимущества

- Экономный расход электроэнергии.
- Встроенный высокоэффективный модуль охлаждения.
- Равномерное распределение температуры в рабочей камере.
- Вывод на дисплей текущей температуры.
- Большой объем рабочей камеры.
- Наличие принудительной циркуляции воздуха внутри рабочей камеры.
- Минимальное время выхода на рабочий режим.
- Высокая надёжность.
- Современный дизайн.
- Простота в обращении.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	5 океанов
Страна бренда	Беларусь
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010036118.pdf
Дополнительный функционал	есть принудительная конвекция, есть система охлаждения
Объём рабочей камеры, л	180
Размеры рабочей камеры, мм	500 × 350 × 1 000
Диапазон температур, °C	+3...+70
Отклонение температуры от заданной, ±°C	0,3
Время нагрева, мин, не более	120
Количество полок	5
Габариты, мм	600 × 630 × 1 500
Вес, кг	60
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	250
Страна производства	Беларусь

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.