

## Бактерицидная лампа LEDVANCE TIBERA UVC 30W G13

Бактерицидные лампы для облучателей



- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 30
- Тип цоколя: G13
- Материал цоколя: металлический

 LEDVANCE

Под заказ

### Описание

#### Бактерицидная лампа LEDVANCE TIBERA UVC 30W G13

Лампа UVC 30W мощностью 30 Вт предназначена для использования в качестве источника ультрафиолетового излучения длиной волны 253,7 нм в бактерицидных облучателях.

Срок службы лампы до 10800 часов.

Колба лампы выполнена из увиолевого стекла. Лампа не генерирует озон, что позволяет использовать их в присутствии людей.

### Преимущества

- Высокая интенсивность ультрафиолетового излучения типа С.
- Большой срок службы.
- Колба из увиолевого стекла.
- Не выделяется озон.

### Характеристики

| Параметр:                   | Показатель:   |
|-----------------------------|---------------|
| Бренд                       | LEDVANCE      |
| Страна бренда               | Германия      |
| Мощность одной УФ-лампы, Вт | 30            |
| Бактерицидный поток, Вт     | 12,6          |
| Срок службы УФ-ламп, часов  | 10800         |
| Тип цоколя                  | G13           |
| Материал цоколя             | металлический |

Страна производства

Россия

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.