

Детская универсальная пробная оправа ALMAS STF-4860

Офтальмологические наборы, линзы и оправы



Ваша цена

Розница

11 311 руб.

Оптовая цена

10 858 руб.

 **АлмасМед**

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Детская универсальная пробная оправа ALMAS STF-4860

Детская универсальная пробная оправа ALMAS STF-4860 предназначена для проведения субъективного подбора очковой коррекции зрения у детей. Оправа используется при диагностике нарушений рефракции, подборе сферических, цилиндрических и призматических линз, а также при проведении офтальмологических исследований в клинической практике.

Конструкция оправы предусматривает возможность точной настройки параметров посадки и позиционирования линз. Регулировка межцентрового расстояния осуществляется вращением центрального винта с шагом изменения 2 мм, что обеспечивает точную подгонку под анатомические особенности пациента. Вращающиеся держатели линз позволяют быстро менять оптические элементы и проводить диагностические процедуры.

Оправа оснащена регулируемыми носовыми упорами и заушниками, что обеспечивает комфортное размещение на лице ребёнка и стабильное положение во время обследования. Конструкция позволяет устанавливать до четырёх линз на каждый глаз, что расширяет диагностические возможности специалиста.

Особенности

- Детская универсальная пробная оправа для подбора коррекции зрения.
- Регулировка межцентрового расстояния вращением центрального винта.
- Шаг изменения межцентрового расстояния — 2 мм.
- Вращающиеся держатели линз.
- Возможность установки до 4 линз на каждый глаз.
- Регулируемая ширина носового упора.
- Регулируемая длина заушников.
- Регулируемый угол наклона заушников.
- Лёгкая и удобная конструкция.
- Подходит для использования в детской офтальмологии.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип оправы	Детская универсальная пробная оправа
Регулировка межцентрового расстояния	48 – 60 мм
Шаг изменения межцентрового расстояния	2 мм
Шаг шкалы регулировки оси	5°
Регулируемая ширина носового упора	до 3 мм
Регулируемая длина заушников	до 30 мм
Регулируемый угол наклона заушников	± 10°
Количество устанавливаемых линз	до 4 на каждый глаз (3 спереди, 1 сзади)
Минимальное значение шкалы	1 мм

Преимущества

- Детская универсальная пробная оправа для проведения субъективного подбора коррекции зрения.
- Регулировка межцентрового расстояния в диапазоне 48 – 60 мм.
- Точная настройка РЦ с помощью центрального регулировочного винта.
- Шаг изменения межцентрового расстояния – 2 мм.
- Вращающиеся держатели линз для быстрого подбора оптических элементов.
- Возможность установки до 4 линз на каждый глаз (3 спереди, 1 сзади).
- Шаг шкалы регулировки оси – 5°.
- Минимальное значение шкалы – 1 мм.
- Регулируемая ширина носового упора до 3 мм для комфортной посадки.
- Регулируемая длина заушников до 30 мм.
- Регулируемый угол наклона заушников к рамке $\pm 10^\circ$.
- Лёгкая конструкция с массой всего 48 г.
- Удобная адаптация под анатомические особенности ребёнка.
- Стабильная фиксация оправы во время обследования.
- Повышенный комфорт при длительных диагностических процедурах.
- Расширенные возможности диагностики зрения у детей.
- Подходит для офтальмологических и оптометрических исследований.
- Надёжная конструкция для ежедневного профессионального использования.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	АлмасМед
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета офтальмолога
Вес, кг	0.048
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.