

Двухступенчатая подставка для ног ДЗМО (для гинекологического кресла)

Гинекологические кресла



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Двухступенчатая подставка для ног ДЗМО (для гинекологического кресла)

Двухступенчатая подставка для ног ДЗМО предназначена для комфортного и анатомически правильного размещения пациенток при проведении гинекологических осмотров, диагностических и лечебных процедур. Используется совместно с гинекологическими креслами в условиях медицинских учреждений различного профиля.

Конструкция выполнена на основе каркаса из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием, обеспечивающим устойчивость к механическим нагрузкам и длительной эксплуатации. Мягкие панели обтянуты винилискожей, что повышает комфорт пациента и упрощает санитарную обработку.

Опорные ножки оснащены резиновыми накладками, предотвращающими скольжение и защищающими напольное покрытие. Подставка устанавливается независимо от кресла, что обеспечивает универсальность применения с различными моделями гинекологических кресел при соответствующей высоте.

Изделие выпускается в трёх стандартных цветовых исполнениях, также возможно изготовление в нестандартных цветах по запросу.

Особенности

- Надёжная конструкция для ежедневной эксплуатации в медицинских учреждениях.
- Каркас из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием.
- Двухступенчатая конструкция для более удобного размещения пациенток.
- Мягкие панели с обивкой из винилискожи.
- Бесшовная обивка устойчива к регулярной санитарной обработке.
- Установка независимо от гинекологического кресла.
- Совместимость с различными моделями кресел при соответствующей высоте.
- Опорные ножки с резиновыми накладками предотвращают скольжение.
- Защита напольного покрытия от повреждений.
- Высокая устойчивость при нагрузке до 120 кг.
- Простая конструкция облегчает уход и обслуживание.
- Износостойкие материалы для интенсивной эксплуатации.
- Три стандартных варианта цветового исполнения.
- Возможность изготовления в нестандартных цветах.
- Соответствие требованиям медицинской мебели для ЛПУ.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Размеры мягкой панели	500 × 240 мм
Допускаемая нагрузка	120 кг
Тип конструкции	двухступенчатая, независимая установка
Материал каркаса	стальные трубы с полимерно-порошковым покрытием
Материал покрытия	винилискожа

Преимущества

- Надёжная конструкция, рассчитанная на интенсивную ежедневную эксплуатацию в медицинских учреждениях.
- Каркас из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием обеспечивает прочность и долговечность.
- Устойчивость к механическим нагрузкам и многократной санитарной обработке.
- Мягкие панели с обивкой из винилискожи повышают комфорт пациента.
- Бесшовная поверхность облегчает дезинфекцию и уход.
- Резиновые накладки на опорных элементах предотвращают скольжение по напольному покрытию.
- Защита пола от царапин и повреждений при эксплуатации.
- Независимая установка, не требующая крепления к креслу.
- Совместимость с различными моделями гинекологических кресел при соответствующей высоте.
- Компактная и устойчивая конструкция, удобная для размещения в кабинете.
- Высокая грузоподъёмность до 120 кг.
- Износостойкие материалы, рассчитанные на длительный срок службы.
- Доступность в трёх стандартных цветовых исполнениях.
- Возможность изготовления в нестандартных цветах по заказу.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ДЗМО
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета гинеколога
Габариты, мм	640×500×420
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.