

Электронагреватель трубчатый 3,0 кВт для Liston A 1104, Liston A 1125 и Liston A 1204

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



Ваша цена

Розница

3 125 руб.

Оптовая цена

3 075 руб.

LISTON

Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Электронагреватель трубчатый для Liston A 1104, Liston A 1125 и Liston A 1204

Трубчатый электронагреватель мощностью 3,0 кВт предназначен для нагрева воды в аквадистилляторах LISTON A 1104, LISTON A 1125 и LISTON A 1204.

Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает устойчивость к коррозии и длительный срок эксплуатации.

Обладает повышенным ресурсом работы и надёжностью в эксплуатации.

Особенности

- Совместимость с аквадистилляторами Liston A 1104, Liston A 1125 и Liston A 1204;
- Мощность 3,0 кВт обеспечивает быстрый нагрев;
- Корпус из нержавеющей стали для защиты от коррозии;
- Высокая механическая и электрическая прочность;
- Длительный срок службы и надёжность.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип	Трубчатый электронагреватель (ТЭН)
Мощность	3,0 кВт
Материал	Нержавеющая сталь
Совместимость	Liston A 1104, Liston A 1125, Liston A 1204
Питание	230 В / 50 Гц
Габариты и вес	Уточняются у производителя

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Листон

Страна бренда

Россия

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.