

Кронштейн для аквадистиллятора ДЭ-4М/ДЭ-10М

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



Ваша цена

Розница

8 568 руб.

Оптовая цена

8 364 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

Описание

Кронштейн для дистиллятора ДЭ-4, ДЭ-10М

Кронштейн с подставкой предназначен для настенного крепления аквадистиллятора серии ДЭ.

Кронштейн необходимо закрепить на стене строго горизонтально.

Использование кронштейна не по назначению, а также нагрузка посторонними предметами не допускается.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Электромедеоборудование

Страна бренда

Россия

Габариты, мм

280×280×279

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.